

BTE - PrimusRS

(Art.-Nr. 10068800)

Das Test- und Trainingssystem Primus RS von BTE Technology ist in Arbeitsmedizin, Neurologie, Leistungssport, Ergotherapie sowie in der betrieblichen Gesundheitsförderung bereits seit Jahren etabliert. Das System ermöglicht das Testen als auch Trainieren von funktionellen Bewegungsabläufen. Die zahlreichen Adapter (29) erlauben Evaluation und Training von ein- und mehrdimensionalen Bewegungen, um Patienten gezielt und erfolgreich zu behandeln.

- Training von Hebe- und Tragetechniken arbeitsspezifischer Maßnahmen
- funktionelle Seilzugübungen
- ein- und mehrgelenkiger Bewegungen
- Arbeitsspezifische Adapter (Kurbel, Schraubenschlüssel, Gangschaltung)
- Ergotherapeutisches Zubehör (Messung der Handkraft und Fingerkraft)
- System für Hebe- und Tragetechnik
- Adapter für obere und untere Extremitäten
- Seilzug Adapter
- Sports Package

Je nach Trainingsziel können verschiedene Arbeitsweisen gewählt werden. Unterschiedliche Arbeitsmodi erlauben eine individuelle Therapieplanung und –adaptation.

- Auxotonisches Test- und Trainingsmodus
- Isometrisches Test- und Trainingsmodus
- Isokinetisches Test- und Trainingsmodus
- Passives Durchbewegen und aktiv-assistiver Test- und Trainingsmodus

Für das weiterführende Training sind folgende Trainingsmöglichkeiten verfügbar

- plyometrisches Training
- Exzentrisches Training

Über die Software erhalten Sie eine optimale Unterstützung zur Durchführung von Test- und Trainingsverfahren. Über den Touch-Screen-Monitor werden Sie logisch und selbsterklärend durch das Programm geführt.

