

Funktionsstemme

(Art.-Nr. 10089600)



Ausstattung

- 8-fach verstellbare Neigung der Rückenlehne zur indikationsabhängigen Positionierung in 10° Schritten
- Idealer Einstieg durch freien Durchsteg zwischen Fußplatte und Sitzpolster (mit Knickteilung der Fußplatte)
- Stufenlose Einhand-Anpassung der beiden Schulterpolster an Oberkörper über Gasdruckfeder
- 4-fach verstellbare Fußplatte mit Einstellhilfe
- Variable Einstellung der Startposition aus der Trainingsposition
- Geräusch- und verschleißarme Linearführung des Schlittens
- Schutzverkleidung
- Trainingstafel am Gerät
- Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen

Abmessungen:

- Länge x Breite x Höhe: 228 x 118 x 176 cm

Gewichte:

- Gewichtsblock 160 kg (16 x 10,0 kg)
- Gesamtgewicht 512 kg

Optionen:

- Feinabstufung über 4 x 2,0 kg Zusatzgewichte Art.-Nr. 10094200
- powermed Panel (Steuerungseinheit für Chipkartentraining) Art.-Nr. 10053400
- Stufenlose Einstellung der Bewegungsbegrenzung Art.-Nr. 10101900
- Verschiebbares Lordosekissen Art.-Nr. 10101800
- Therapiekreisel Art.-Nr. 10096200
- Fußplatte Art.-Nr. 10108000

Irrtum und Änderungen vorbehalten.