

funktionelles medizinisches ausdauertraining kardiomed[®] 700

Unsere kardiomed 700 Geräte erfüllen die hohen Anforderungen an das Rehabilitations- und Fitnesstraining im Bereich der Medizinischen Trainingstherapie

Training für hohe Ansprüche

Gerade an die Medizinische Trainingstherapie (MTT) in der Rehabilitation werden hohe Ansprüche gestellt. Deshalb haben wir auf die Erfahrung unseres Produktionspartners ERGO-FIT zurückgegriffen und mit den kardiomed 700 Geräten ein beispielhaft bedienerfreundliches System entwickelt.

Trainingssteuerung und Systemintegration

Alle kardiomed 700 Geräte verfügen über einen hochauflösenden Touchscreen. Sie sind intuitiv zu bedienen und die gute Lesbarkeit der Anzeigen erleichtert auch Ihren älteren oder körperlich eingeschränkten Patienten die Anwendung.

Moderne Technologie für eine effektive Trainingsdurchführung

Trainingssteuerung und Dokumentation sind für den Trainingserfolg ebenso wichtig wie für die effizienten Abläufe in Ihrer Einrichtung. In unseren kardiomed 700 Geräten ist serienmäßig das proxomed Chipkartensystem integriert. Damit ist der zuverlässige Datentransfer sowohl zur zentralen Datenschnittstelle proxOS wie auch unserer Software proxotrain gewährleistet. Das System sorgt für detailgenaue Dokumentation und ermöglicht Ihnen mit seinen Auswertungstools eine optimale Trainingsplanung.

Vorteile

- Hoher Bedienkomfort
- Elektronische Dokumentation
- Elektronische Trainingssteuerung
- Schnittstelle zu den Softwaremodulen von proxomed
- Medizinprodukt nach 93/42/EWG Klasse IIa



Made in Germany



funktionelles medizinisches ausdauertraining kardiomed® 700

Basic Cycle



kardiomed 700 Basic Cycle | Art.-Nr. 10273000

Technische Daten

Maße (L/B/H)	118/54/145 cm
Gesamtgewicht	58 kg
Nutzergewicht	bis 180 kg

Ausstattung

- Hochauflösender Touchscreen
- Integriertes Chipkartensystem serienmäßig
- Horizontale und vertikale Sitzeinstellung
- Vertikale Lenkereinstellung
- Tiefer Durchstieg für einfache Trainingspositionierung
- Griffhöhenverstellung

Comfort Cycle



kardiomed 700 Comfort Cycle | Art.-Nr. 10273200

Technische Daten

Maße (L/B/H)	160/54/125 cm
Gesamtgewicht	75 kg
Nutzergewicht	bis 200 kg

Ausstattung

- Hochauflösender Touchscreen
- Integriertes Chipkartensystem serienmäßig
- Horizontale Sitzeinstellung
- Tiefer Durchstieg für einfache Trainingspositionierung

Upper Body Cycle



kardiomed 700 Upper Body Cycle | Art.-Nr. 10273600



Technische Daten

Maße (L/B/H)	166/64/152 cm
Gesamtgewicht	115 kg
Nutzergewicht	bis 200 kg

Ausstattung

- Hochauflösender Touchscreen
- Integriertes Chipkartensystem serienmäßig
- Sitzende und stehende Trainingsposition möglich
- Wegklappbarer Sitz für rollstuhlgerichten Einstieg
- Training in Vor- und Rückwärtsbewegungen möglich
- Längenvariable Kurbelarme mit innovativem Kugelgriff
- Diagonal oder parallel einstellbare Griffposition
- Stufenlose Höhenverstellung

Cross Walk



kardiomed 700 Cross Walk | Art.-Nr. 10273100



Technische Daten

Maße (L/B/H)	185/66/180 cm
Gesamtgewicht	95 kg
Nutzergewicht	bis 200 kg

Ausstattung

- Hochauflösender Touchscreen
- Integriertes Chipkartensystem serienmäßig
- Sicherheits-Stopp-System
- Training in Vor- und Rückwärtsbewegungen möglich

funktionelles medizinisches ausdauertraining kardiomed[®] 700

70

Stair



kardiomed 700 Stair

Art.-Nr. 10273400



Technische Daten

Maße (L/B/H)	110/77/181 cm
Gesamtgewicht	115 kg
Nutzergewicht	bis 200 kg

Ausstattung

- Hochauflösender Touchscreen
- Integriertes Chipkartensystem serienmäßig
- Unabhängiges Pedalsystem

Cross Walk S



kardiomed 700 Cross Walk S

Art.-Nr. 10273500



Technische Daten

Maße (L/B/H)	175/80/166 cm
Gesamtgewicht	160 kg
Nutzergewicht	bis 200 kg

Ausstattung

- Hochauflösender Touchscreen
- Integriertes Chipkartensystem serienmäßig
- Schonende Trainingsform in halbliegender Sitzposition, besonders für adipöse Menschen geeignet
- Training in Vor- und Rückwärtsbewegungen möglich

Mill Tour



kardiomed 700 Mill Tour

Art.-Nr. 10273700 (Mill Alpin: Art.-Nr. 10273300)



Technische Daten

Maße (L/B/H)	210/83/140 cm
Gesamtgewicht	178 kg
Nutzergewicht	bis 200 kg

Ausstattung

- Hochauflösender Touchscreen
- Integriertes Chipkartensystem
serienmäßig
- Notaus-Funktionsknopf
- Sicherheitsleine mit Magnet-Notaus