

ausdauertraining mit system kardiomed® 521

76

Vom Gesundheitssport bis zum medizinischen Ausdauertraining bieten die kardiomed 521 Geräte Vielfalt in der Anwendung und damit hohe Investitionssicherheit.

Zielgerichtet und abwechslungsreich

Neben dem Testfahrrad Diagnostic Cycle gehören zu kardiomed 521 weitere vier Ausdauergeräte. Alle Geräte verfügen über eine integrierte Chipkartenlösung, die eine zielgerichtete Trainingsplanung elektronisch unterstützt.

Flexibles Training

Je nach körperlicher Belastbarkeit und Trainingsziel Ihrer Kunden und Patienten setzen Sie die vielfältigen Trainingsmöglichkeiten der kardiomed 521 Geräte flexibel ein. Dafür steht Ihnen – abhängig vom Übersetzungsverhältnis – eine Bremsleistung von 500 bis 1.000 Watt zur Verfügung.

Medizinischer Einsatz

Für das patientengerechte Training im medizinischen Bereich erfüllen die Geräte wichtige Anforderungen:

- Freier Durchstieg bei Ergometern
- Herzfrequenzüberwachung/-steuerung
- Optional: verstellbare Edelstahlkurbeln

Vorteile

- Bremsleistung von 500 bis 1.000 Watt
- Einsatz im medizinischen Bereich
- Hohe Investitionssicherheit durch flexiblen Einsatz für alle Kunden- und Patientengruppen
- Medizinprodukt nach 93/42/EWG Klasse IIa



neu



Diagnostic Cycle



kardiomed 521 Diagnostic Cycle | Art.-Nr. 10322000



Technische Daten

Maße (L/B/H)	120/65/155 cm
Gesamtgewicht	63 kg
Nutzergewicht	bis 150 kg

Ausstattung

- Integriertes Chipkartensystem
- Freier Durchstieg für einfache Trainingspositionierung
- Horizontale und vertikale Sitzverstellung
- Drei Trainingsprogramme (Quickstart, Watt, Zeittraining, Pulstraining)
- Multicolor-Hintergrundbeleuchtung mit Rückmeldung, wenn der Trainingsbereich stimmt
- Codierter Polar Pulsempfänger

Option

- 200 kg Nutzergewicht
- Zusätzliche Trainingsprogramme (Therapiepaket)
- Zusätzliche Testprogramme
- Längenverstellbare Kurbel
- Ohrpulssystem

ausdauertraining mit system kardiomed[®] 521

78

Basic Cycle



kardiomed 521 Basic Cycle | Art.-Nr. 10322200



Technische Daten

Maße (L/B/H)	120/65/155 cm
Gesamtgewicht	63 kg
Nutzergewicht	bis 150 kg

Ausstattung

- Integriertes Chipkartensystem
- Freier Durchstieg für einfache Trainingspositionierung
- Horizontale und vertikale Sitzverstellung
- Drei Trainingsprogramme (Quickstart, Watt (Zeittraining), Pulstraining)
- Multicolor-Hintergrundbeleuchtung mit Rückmeldung, wenn der Trainingsbereich stimmt
- Codierter Polar Pulsempfänger

Option

- 200 kg Nutzergewicht
- Zusätzliche Trainingsprogramme (Therapiepaket)
- Zusätzliche Testprogramme
- Längenverstellbare Kurbel
- Ohrpulssystem

Comfort Cycle



kardiomed 521 Comfort Cycle | Art.-Nr. 10322400



Technische Daten

Maße (L/B/H)	152/67/132 cm
Gesamtgewicht	105 kg
Nutzergewicht	bis 150 kg

Ausstattung

- Integriertes Chipkartensystem
- Freier Durchstieg für einfache Trainingspositionierung
- Stufenlose horizontale Sitzverstellung
- Drei Trainingsprogramme (Quickstart, Watt (Zeittraining), Pulstraining)
- Multicolor-Hintergrundbeleuchtung mit Rückmeldung, wenn der Trainingsbereich stimmt
- Codierter Polar Pulsempfänger

Option

- 250 kg Nutzergewicht
- Zusätzliche Trainingsprogramme (Therapiepaket)
- Zusätzliche Testprogramme
- Längenverstellbare Kurbel
- Ohrpulssystem
- Gasdruckunterstützte Lehnenverstellung

Upper Body Cycle



kardiomed 521 Upper Body Cycle | Art.-Nr. 10322600



Technische Daten

Maße (L/B/H)	120/80/160 cm
Gesamtgewicht	124 kg
Nutzergewicht	bis 150 kg

Ausstattung

- Integriertes Chipkartensystem
- Horizontale Sitzverstellung
- Gasdruckunterstützte Höhenverstellung der Antriebseinheit für das Training im Stehen oder Sitzen
- Rollstuhlauglich durch entfernbare Sitzeinheit
- Vor- und Rückwärtsbetrieb serienmäßig möglich (nur Basisprogrammpaket erhältlich)
- Drei Trainingsprogramme (Quickstart, Watt (Zeittraining), Pulstraining)
- Multicolor-Hintergrundbeleuchtung mit Rückmeldung, wenn der Trainingsbereich stimmt

- Codierter Polar Pulsempfänger

Option

- 200 kg Nutzergewicht
- Längenverstellbare Kurbeln (auch in Handbike-Modus umstellbar)
- Anfangsbelastung auf 15 Watt reduzierbar

Cross Walk



kardiomed 521 Cross Walk | Art.-Nr. 10322800



Technische Daten

Maße (L/B/H)	204/65/165 cm
Gesamtgewicht	103 kg
Nutzergewicht	bis 150 kg

Ausstattung

- Integriertes Chipkartensystem
- Sicherheitsstopp
- Elliptisches Ganzkörpertraining
- Ergonomischer, ruhiger Bewegungsablauf
- Vor- und Rückwärtsbewegung möglich
- Große, rutschhemmende Fußtritte
- Drehzahlbegrenzung für mehr Sicherheit (einstellbar)
- Drei Trainingsprogramme (Quickstart, Watt (Zeittraining), Pulstraining)
- Multicolor-Hintergrundbeleuchtung mit Rückmeldung, wenn der Trainingsbereich stimmt

- Codierter Polar Pulsempfänger

Option

- 200 kg Nutzergewicht
- Zusätzliche Trainingsprogramme (Therapiepaket)