

Symmetric Line 4.0

Durch die Möglichkeit alltägliche Bewegungsmuster zu trainieren, finden die Geräte der Symmetric Line ihren Einsatzbereich in der Medizin und im Sport.

Hochwertige Therapie- und Trainingsgeräte mit zahlreichen Verstellmöglichkeiten für eine konsequente Umsetzung eines Ganzkörpertrainings. Durch unkompliziertes Einstellen ist diese Linie auch für Rollstuhlfahrer ideal nutzbar.



❖ *Symmetric FreeD Rollenzug 2/60 W (Wandmodell)*

Gewichtsbestückung 10 x 2 kg, 10 x 4 kg

(Gesamt 60 kg, kleinste Zugkraft 1 kg, Zugkraft pro Seil 30 kg)

Farbe anthrazit Feinstruktur seidenmatt

Maße T 105 (140) x B 113 (315) x H 205 (218) cm (Werte in Klammer max. Ausmaß bei Training)

Gewicht: 135 kg

❖ *Symmetric FreeD Rollenzug 2/24 W (Wandmodell)*

Gewichtsbestückung 4 x 1 kg, 10 x 2 kg

(Gesamt 24 kg, kleinste Zugkraft ½ kg, Zugkraft pro Seil 12 kg)

Hauptfarbe anthrazit Feinstruktur seidenmatt

Nebenfarbe RAL7035 glatt glänzend

Maße T 105 (140) x B 113 (315) x H 205 (218) cm (Werte in Klammer max. Ausmaß bei Training)

Gewicht: 100 kg

❖ *Symmetric FreeD Rollenzug 2/60 S (Standmodell Bodenmontage)*

Gewichtsbestückung 10 x 2 kg, 10 x 4 kg


(Gesamt 60 kg, kleinste Zugkraft 1 kg, Zugkraft pro Seil 30 kg)

Hauptfarbe anthrazit Feinstruktur seidenmatt

Nebenfarbe RAL7035 glatt glänzend

Maße T 105 (140) x B 113 (315) x H 205 (210) cm (Werte in Klammer max. Ausmaß bei Training)

Gewicht: 145 kg



Symmetric Line 4.0

❖ *Symmetric Basic Rollenzug 2/24 W (Wandmodell)*

Gewichtsbestückung: 4 x 1 kg, 10 x 2 kg
(Gesamt 24 kg, kleinste Zugkraft ½ kg, Zugkraft pro Seil 12 kg)
Hauptfarbe: Anthrazit Feinstruktur seidenmatt
Nebenfärb: RAL7035 glatt glänzend
Maße B 30 x T 33 x H 220 cm
Gewicht: 64 kg
Zubehör: 2 Einhandgriffe



❖ *Symmetric Trainingsbank dreiteilig*

Ideale Ergänzung zum Training mit Symmetric Line Rollenzügen.
Rückenlehne neigungs- und höhenverstellbar. Mit separatem Sitz für den Therapeuten
Farbe: RAL 7035 glatt glänzend
Polsterfarbe: Skai, Tundra anthrazit
Abmessung LxBxH in cm: 110 x 35 x 45
Gewicht: 18 kg



❖ *Symmetric Multitrainer Rollenzug 2/60 W (Wandmodell)*

Gewichtsbestückung: 10 x 2 kg, 10 x 4 kg
(Gesamt 60 kg, kleinste Zugkraft 1 kg, Zugkraft pro Seil 30 kg)
Hauptfarbe: Anthrazit Feinstruktur seidenmatt
Nebenfärb: RAL7035 glatt glänzend
Polsterfarbe: Skai, Tundra anthrazit
Abmessung T ca. 80 x B 95 x H 245 cm
Gewicht: ca. 198 kg
Zubehör: 2 Einhandgriffe, 1 Latzugstange, Entlastungsbügel



Hinweis:

Unsere Geräte werden komplett in der Farbe anthrazit geliefert.
Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.