

Produktübersicht



Alle Galileo Geräte werden von uns ausschließlich in Deutschland entwickelt, hergestellt und weltweit vertrieben. Die Qualität unserer Medizin- und Trainingsgeräte wird durch ein vom TÜV überwacht Qualitätsmanagement-System für Medizinprodukte gemäß ISO 13485:2003 sichergestellt.

DIE PATENTIERTEN SYSTEME MIT WIPP-BEWEGUNG ZUR SEITENALTERNIERENDEN MUSKELSTIMULATION.
PERSONAL TRAINER FÜR VIDEOGESTÜTZTES TRAINING.
VIBRATIONSHANTEL – DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG ZUM STANDGERÄT.



Standgeräte	Galileo® Fit	Galileo® Fit Chip	Galileo® Fit (Base)	Galileo® Pro	Galileo® Pro Chip	Galileo® Pro (Base)
Einstufung	Professionell	Professionell	Professionell	Professionell	Professionell	Professionell
Medizinprodukt	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zertifikat	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Haltemöglichkeit	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Externes Bedienteil	Ja (am Haltebügel)	Ja (am Haltebügel)	Nein	Ja (am Haltebügel)	Ja (am Haltebügel)	Nein
Internes Bedienteil	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Frequenz (von/bis)	5..36 Hz	5..36 Hz	5..36 Hz	5..36 Hz	5..36 Hz	5..36 Hz
Amplitude (von/bis)	0..+/-5,2 mm	0..+/-5,2 mm	0..+/-5,2 mm	0..+/-5,8 mm	0..+/-5,8 mm	0..+/-5,8 mm
Hub	10,4 mm	10,4 mm	10,4 mm	11,6 mm	11,6 mm	11,6 mm
Trittfäche (lb)	580 x 370 mm	580 x 370 mm	580 x 370 mm	710 x 502 mm	710 x 502 mm	710 x 502 mm
Gesamtmaße (lb/h)	780 x 880 x 1300 mm	780 x 880 x 1300 mm	780 x 615 x 138 mm	882 x 820 x 1300 mm	882 x 820 x 1300 mm	882 x 546 x 138 mm
Gesamtgewicht	64 kg	64 kg	42 kg	82 kg	82 kg	60 kg
Max. Belastbarkeit	200 kg	200 kg	200 kg	220 kg	220 kg	220 kg
Wobbel-Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Smart Coaching	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optionen und Zubehör	· TPM Trainingsplan-Manager Software	· Modell Fit Chip inkl. TPM Trainingsplan-Manager · PT Tower		· TPM Trainingsplan-Manager Software	· Modell Pro Chip inkl. TPM Trainingsplan-Manager · PT Tower	

Hantelsystem	Galileo® Mano
Einstufung	Professionell
Medizinprodukt	Ja
Zertifikat	CE0123
Frequenz (von/bis)	5..40 Hz
Amplitude (von/bis)	2 mm
Hub	4 mm
Maße Hantel (lb/h)	280 x 200 x 60 mm
Maße Bedienteil (lb/h)	250 x 160 x 80 mm
Gewicht Hantel	2,6 kg
Gewicht Bedienteil	1,9 kg
Max. Zusatzgewicht	5 kg
Bedienteil	Solides Kunststoffgehäuse und Weitbereichsnetzteil mit Eingangsspannungsbereich 100..240 V AC
Wobbel-Funktion	Ja
Optionen und Zubehör	2. Hantel, Fußschalter, Fernbedienung Bedienteil, Wobbel-Fernbedienung



Personal Trainer	Galileo® PT Tower
Einstufung	Professionell
Medizinprodukt	Nein
Zertifikat	CE
Gesamtmaße (l/b/h)	600 x 500 x 1380 mm
Gesamtgewicht	35 kg
Bediensteuerung	Bedienteil Standgerät
Displaygröße	58,5 cm (23")
Erhältlich für	Fit Chip, Pro Chip



Bundle	Galileo® Fit Extreme Bundle	Galileo® Fit Chip Extreme und PT Tower	Galileo® Team Bundle
Einstufung	Professionell	Professionell	Professionell
Medizinprodukt	Nein	Nein	Nein
Zertifikat	CE	CE	CE
Haltemöglichkeit	Ja	Ja	Nein
Externes Bedienteil	Ja (am Haltebügel)	Ja (am Haltebügel)	Nein
Internes Bedienteil	Ja	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja
Frequenz (von/bis)	5..36 Hz	5..36 Hz	5..36 Hz
Amplitude (von/bis)	0.. +/-5,2 mm	0.. +/-5,2 mm	0.. +/-5,8 mm
Hub	10,4 mm	10,4 mm	11,6 mm
Trittfäche (l/b)	580 x 370 mm	580 x 370 mm	710 x 502 mm
Gesamtmaße (l/b/h)	780 x 880 x 1300 mm	780 x 880 x 1300 mm	882 x 546 x 138 mm
Gesamtgewicht	70 kg	70 kg	60 kg
Max. Belastbarkeit	200 kg	200 kg	200 kg / 130 kg
Wobbel-Funktion	Ja	Ja	Ja
Smart Coaching	Ja	Ja	Nein
Optionen und Zubehör	- Chip-Option (Modell Fit Chip) inkl. TPM Trainingsplan-Manager - PT Tower	- Modell Fit Chip inkl. TPM Trainingsplan-Manager - PT Tower	TPM Trainingsplan-Manager

Welches Gerät am besten zu Ihren persönlichen Anforderungen passt, erfahren Sie ab Seite 14 anhand von konkreten Anwendungsbeispielen mit Geräteempfehlung. Für weitere Informationen zur Anwendung von Galileo im professionellen therapeutischen und medizinischen Umfeld fordern Sie unsere Broschüre für Galileo Therapiegeräte mit Medizingerätezulassung an.

Die Bedeutung einzelner Angaben

Einstufung

- Es muss nicht immer das teuerste Gerät sein. Passend zu Ihrem Trainingskonzept wählen Sie zwischen einem kleinen, kompakten Modell für zu Hause, einem Modell mit erweiterter Funktionalität oder der Highend-Lösung für den professionellen Einsatz.

Medizinprodukt

- Bei Therapiegeräten mit Medizingerätezulassung sind bauartbedingt sicherheitstechnische Anforderungen zu beachten, deren Einhaltung lediglich bei indikationsbezogenem Einsatz relevant und vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist.

Frequenz

- Für diese Angabe gilt: Je größer der Frequenzbereich, desto größer der Anwendungsbereich.

Amplitude

- Bei dieser Angabe ist zu beachten: Je größer die Amplitude, desto höher die maximal erreichbare Trainingsintensität.

Wobbel-Funktion

- Die Wobbel-Funktion zum effektiven Training von Balance und Koordination ist bei den Modellen der Fit und Pro-Serie serienmäßig integriert.

Smart Coaching-Funktion

- Mit der neuen Smart Coaching-Funktion bietet Galileo dem Anwender noch mehr Sicherheit und Effizienz. Automatisch wird hierbei die Frequenz an die individuellen Fähigkeiten angepasst.