

proxomed[®]
für eine gesunde Gesellschaft

MTT

Ausstattung für die Medizinische Trainingstherapie



GESUNDHEIT BEWEGT

med in Germany

Im sich wandelnden Gesundheitsmarkt kommt dem Bewegungstraining, wie der Medizinischen Trainingstherapie (MTT), eine besondere Bedeutung zu. Als wichtiger Teil der ambulanten Rehabilitation und der Nachsorge im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme (IRENA) wird in der Medizinischen Trainingstherapie die körperliche Leistungsfähigkeit wiederhergestellt bzw. verbessert.

INDIVIDUELL ABGESTIMMT

Vom therapeutischen Training bis zum Gesundheitssport: In einer physiotherapeutischen Praxis mit durchdachter MTT Ausstattung werden je nach persönlicher Zielsetzung des Patienten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination wiederaufgebaut, so dass sie nach Verletzungen, Operationen, Bandscheibenvorfällen oder anderen orthopädischen Einschränkungen schnell wieder fit und leistungsfähig werden.

WIRTSCHAFTLICH FÜR JEDE PRAXISGRÖSSE

Ob Zugapparate, Trainingsbänke oder Liegen: Alle Geräte von proxo-med ermöglichen ein individuell abgestimmtes Training. Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Patienten – von der frühfunktionellen Behandlung bis zur vollen Belastbarkeit – alle Phasen eines individuellen muskulären Aufbautrainings anzubieten.

Dabei setzen wir auf ein stimmiges Gesamtkonzept, das für jede Praxisgröße wirtschaftliche Lösungen bereithält und mit belegbaren Erfolgen und reproduzierbaren Ergebnissen auch vor den Kostenträgern Bestand hat.

ZUGAPPARATE

IHR NUTZEN

- » Vorgabe der Geräteausstattung bei Umsetzung der KGG Verordnung
- » Grundausrüstung jeder therapeutischen Einrichtung
- » Vielseitig einsetzbares Gerät durch Veränderung der Zugrichtung

FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

- » Einfache Bedienbarkeit und Langlebigkeit
- » Robustes, nachhaltiges und Öko-Tex 100 zertifiziertes Outdoor-Verkleidungsmaterial
- » Einfache oder dreifache Umlenkung
- » Schnelle Verstellmöglichkeiten
- » Automatisches Training der Rumpfstabilisatoren

PRODUKTBESONDERHEITEN

- » Medizinprodukt Klasse I
- » Hochwertige Verarbeitung
- » Stand- oder Wandgerät für alle Platzverhältnisse
- » Kugelgelagerte Laufrollen
- » Wartungsfreie Führungsbuchsen
- » Umfassendes Zubehör

9 mögliche Farbkombinationen aus:

» Stoffverkleidungen: Schwarz/Weiß/Rot und

» Rahmenfarben: Schwarz (RAL 7021 schwarzgrau)
Weiß (RAL 9003 signalweiß)
Silber (RAL 9006 weißaluminium)



! Bitte beachten Sie, dass die Wandmodelle unbedingt in massiven Wänden verankert werden müssen.

compass MTT S1 MED/S3 MED

S1 MED

Art.-Nr. 10120100

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 114/134/237 cm
- » Trainingsgewicht: 60 kg
20 kg á 2,5 kg + 40 kg á 5 kg
8 x 2,5 kg; 8 x 5 kg
- » Gesamtgewicht: 100 kg
- » Umlenkung: 6 Umliegungen
1/3 wirkendes Gewicht
- » Range Seilausgänge: ca. 40-195 cm (Einstellung in 5 cm Schritten)
- » Bewegungsränge: ca. 450 cm (beide Seilausgänge)
3 kugelgelagerte Laufrollen
Wartungsfreie Führungsbuchsen



S3 MED

Art.-Nr. 10120300

TECHNISCHE DATEN

- » Maße(L/B/H): 91/68/238 cm
- » Trainingsgewicht: 60 kg
20 kg á 2,5 kg + 40 kg á 5 kg
8 x 2,5 kg; 8 x 5 kg
- » Gesamtgewicht: 80 kg
- » Umlenkung: Direktzug
- » Range Seilausgänge: Seilausgang ca. 240 cm
- » Bewegungsränge: ca. 130 cm vertika
Kugelgelagerte Laufrollen
Wartungsfreie Führungsbuchsen



ZUG-VIELFALT MIT SYSTEM

Mit unserem Zubehör werden die Zugapparate zu multifunktionalen Therapiesystemen für das Training alltags- und arbeitsspezifischer Bewegungsabläufe.

Optional sorgen Bewegungsbegrenzer und Haltestangen darüber hinaus für zusätzliche Sicherheit beim Training.

Die Skalierungen an allen verstellbaren Zubehörteilen gewährleisten reproduzierbare Einstellungen für jede Positionierung Ihrer Patienten.

Zubehör S1 MED

- » Handgriffe L-Form inkl.
- » Standfuß
- » Verschiebevorrichtung für Seilzug
- » Latzuggalgen
- » HTT Hebetragetechnik
- » Bewegungslimitierung
- » Crus Rolle (Training Fußhebemuskulatur)
- » Haltegriff zur Stabilisierung
- » Sondergalgen Höhe S1
- » Trizeps-/Bizepsstange
- » Fußmanschette spezial mit Schlaufe
- » Fußmanschette Leder MTT
- » Latzugstange Chrom mit Doppelöse
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 40 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 60 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 80 cm
- » Handgriffe L-Form

Zubehör S3 MED

- » Wandhalterung inkl.
- » Latzugstange 120 cm inkl.
- » Bewegungslimitierung
- » Haltegriff zur Stabilisierung
- » Sondergalgen Höhe S3
- » Trizeps-/Bizepsstange
- » Fußmanschette spezial mit Schlaufe
- » Fußmanschette Leder MTT
- » Latzugstange Chrom mit Doppelöse
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 40 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 60 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 80 cm
- » Handgriffe L-Form

TRAININGSBÄNKE - PASSEND FÜR JEDEN PATIENTEN

IHR NUTZEN

- » compass MTT Trainingsbänke von proxomed ermöglichen eine Vielfalt an therapeutischen Übungen für die gesamte menschliche Skelettmuskulatur.

FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

- » Durch Trainingsmöglichkeiten gegen die Schwerkraft lässt sich beispielsweise effektiv und zielgerichtet die Rumpfmuskulatur im Lumbalbereich erhalten und stärken.

PRODUKTBESONDERHEITEN

- » Medizinprodukt Klasse I
- » Zahlreiche Verstellmöglichkeiten sorgen für eine individuelle Positionierung.
Und damit auch der Wohlfühlfaktor für Ihre Patienten stimmt, erhalten Sie unsere Trainingsbänke in einer Vielzahl unterschiedlicher Polsterfarben, optional mit Sondersteppung, passend zu Ihrer übrigen Praxisausstattung



Art.-Nr. 10113700

RÜCKENTRAINER KOMBI

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 130/71/112-154 cm
- » Gesamtgewicht: 57 kg

AUSSTATTUNG

- » Training der Rückenstreckmuskulatur und seitlichen Rumpfmuskulatur
- » Fußplatte mit Beinpolster zur aktiven Fixierung
- » Höhenverstellbares Beckenpolster über Rastermechanismus
- » Handgriffe zur Positionierungshilfe
- » Seitliches Beckenfixierungspolster
- » Rollenmechanismus und Haltegriff zur Ortsveränderung



Art.-Nr. 10113300

VORDERER RUMPFHEBER

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 145/68/120 cm
- » Gesamtgewicht: 55 kg

AUSSTATTUNG

- » Training der vorderen und schrägen Bauchmuskulatur
- » Höhenverstellung der Liegefläche über Rasterung (Gasdruckfedergestützt)
- » Handgriff zur Positionierungshilfe
- » Höhenverstellbare Unterschenkelablage
- » Rollenmechanismus zur Ortsveränderung



Art.-Nr. 10092900

FLACHBANK

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 130/51/52 cm
- » Gesamtgewicht: 25 kg



Art.-Nr. 10093000

VERSTELLBARE SCHRÄG-/FLACHBANK

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 137/51/50-140 cm
- » Gesamtgewicht: 42 kg



Art.-Nr. 10004100

TRAININGSTISCH 3-TEILIG

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 105/32/53 cm
- » Gesamtgewicht: 30 kg