



Der "icebein chiller l" kühlt Wasser innerhalb von 10 Minuten von 20° Celsius bis auf eine Minimal-Temperatur von 5° Celsius herab. Dabei lässt sich die gewünschte Temperatur auch individuell am Chiller einstellen. Auf Knopfdruck wird das gekühlte Wasser kontinuierlich durch die "icebein legs l" gepumpt. So wird eine konstante Kühlung der Muskulatur gewährleistet. Einfach Wasser in den Chiller fülllen, kühlen und regenerieren.

Die "icebein legs l" bestehen aus einer Softshell Hose sowie einem Inlay, durch welches das Wasser kontinuierlich gepumpt wird. Mit Hilfe der seitlich angebrachten Klettverschlüsse ist es möglich, eine individuell angepasste, passive Kompression zu erzeugen.



MEHR INFO IN UNSEREM VIDEO





www.icebein.com info@icebein.com

