

Gerät: **Custo Watch holter - Set**
Artikel Nr. custo10320
Baujahr: 2017
Netto-Preis: € 1 500

Serie/Type:
Hersteller: customed
Zustand: gebraucht
Brutto-Preis: € 1 800
Damaliger brutto-Neupreis € 2 580



Gerätebeschreibung:

Die custo watch ist ein mobiler EKG-Empfänger in Form einer Uhr, die das EKG des Trägers kontinuierlich speichert, auf Wunsch die aktuelle Herzfrequenz anzeigt und frei konfigurierbar ist. Die Daten werden nach Ablegen der Uhr über eine Dockingstation in das Reha-System eingelesen und gespeichert.

bestehend aus:

- custo watch inkl. Armband | 3-Kanal EKG-Sender custo guard 3 | custo belt 3 (Elektrodingürtel) | Kabeladapter-Set für Klebeelektroden bei guard
- docking station für custo watch/custo guard
- Micro-USB Kabel 2.0 custo watch
- Armband

Weitere Bilder zum: Custo Watch holder - Set



Weitere Informationen:

- Abmessungen 55 x 38 x 15 mm (ohne Armband), 70 x 38 x 120 mm (mit Armband)
- IP Schutzklasse IP 65
- Gewicht ca. 40 g
- 3-Kanal EKG-Sender custo guard 3
- EKG-Abtastrate einstellbar, 125 Hz
- EKG-Kanalanzahl 1 oder 3 (ja nach eingesetztem custo guard)
- Normative Grundlagen DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-11, DIN IEC 60601-2-47, DIN EN 60601-1-2
- Micro USB-Anschluss
- Akku-Ladezeit: ca. 3 Stunden (Ladestrom: max. 130 mA)

