


Gerät: **Sicherheitsbügel für Laufband**
Artikel Nr.
Baujahr: 2018
Netto-Preis: € 1 500

Serie/Type: Quasar und Pulsar
Hersteller: hpc
Zustand: leicht gebraucht
Brutto-Preis: € 1 800
Damaliger brutto-Neupreis 3 480




Gerätebeschreibung:

Sicherheitsbügel mit Fallstop-Zugleine und Brustgeschirr-Gurtsystem für h/p/cosmos Laufband mit Lauffläche Breite 65 cm (Quasar und Pulsar)

- 2 Metallrohre vorne unten am Laufbandrahmen angeflanscht
 - 2 Stützen incl. Befestigungsmaterial für Metallrohre zu Laufbandrahmen
 - Querbügel ohne Höhenverstellung
 - Zugschalter mit Verkabelung, schaltet ab ca. 10 kg Zugbelastung und betätigt die NOT-STOP Funktion des Laufbandes
 - Sicherheitsleine stufenlos einstellbar incl. Karabiner
 - 1 Brustgeschirr Gurtsystem für den Probanden (Grösse M)
- Das Brustgeschirr-Gurtsystem dient nur als Sicherung für den Probanden gegen Sturz, nicht jedoch für Gewichtsentlastung in der Rehabilitation.
- max. Probandengewicht 200 kg
 - Eigengewicht des Sicherheitsbügels: 36 kg
 - max. Probandengrösse 200 cm

Weitere Bilder zum: Sicherheitsbügel für Laufband



Weitere Informationen:

Notwendige Raumhöhe bei Laufflächenlänge 170 cm:

- 251 cm bei 0 % Steigung (249 cm + 2 cm Reserve)
- 268 cm bei 28 % Steigung (266 cm + 2 cm Reserve)

Notwendige Raumhöhe bei Laufflächenlänge 190 cm:

- 251 cm bei 0 % Steigung (249 cm + 2 cm Reserve)
- 268 cm bei 25 % Steigung (266 cm + 2 cm Reserve)