


Gerät: Galileo Kipptisch Delta C  
Artikel Nr. 9N050103A  
Baujahr: 2012  
**Netto-Preis: € 8 500**

Serie/Type: Delta C  
Hersteller: Novotec  
Zustand: gebraucht  
Brutto-Preis: € 10 200  
*Damaliger brutto-Neupreis 13 560*



Maße Basiseinheit (l/b/h)	605 x 355 x 110 mm	Liegefläche/Bed size:	1500 x 600 mm
Trittfläche (l/b)	470 x 270 mm		
Gesamtmaße (l/b/h)	1900 x 700 x 950 mm (Kipptisch horizontal)		
Gewicht Basiseinheit	31 kg		
Gesamtgewicht	105 kg		
Max. Belastbarkeit	100 kg		

#### Gerätebeschreibung:

Seitenalternierende Muskelstimulation für nicht-stehfähige Anwender  
Modell Delta C für Personen bis 1,50 m Körpergröße.

Die Galileo Delta Serie ermöglicht nicht-stehfähigen Anwendern von den Trainings- und Therapieerfolgen mit Galileo zu profitieren. Erste Trainingsziele sind die Verbesserung des muskulären Status von Beinen und Rumpf, die Linderung von Kontrakturen sowie die Durchblutungsförderung. Das Modell Delta C Kipptisch bietet mit einer Liegefläche von 1,50 m Länge optimale Bedingungen für das Training mit Kindern. Das Kipptischsystem lässt sich mittels elektronischem Handschalter stufenlos von der Horizontalen in die Vertikale verstellen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung zum Steuern der Galileo Basiseinheit, zum stufenlosen Verstellen des Kipptisches und zur Steuerung des Wobbel-Modus. Das Modell Delta C Kipptisch bietet mit einer Liegefläche von 1,50 m Länge optimale Bedingungen für das Training mit Kindern.

Weitere Bilder zum: Galileo Kipptisch Delta C



Weitere Informationen:

Medizinprodukt: Ja

Zertifikate: CE0123

Externes Bedienteil: nicht vorhanden

Internes Bedienteil: Ja

Fernbedienung: Ja

Frequenz (von/bis): 5..27 Hz

Amplitude (von/bis): 0..-/ +3,9 mm

Hub: 7,8 mm

Leistungsaufnahme 400 VA

Einstufung professionell

Wobbel-Funktion Ja

Gewicht Kipptisch ohne Basiseinheit: 74kg, inkl. Basiseinheit: 105kg

inkl. Rollen lenkbar/feststellbar