



AlterG

VIA StrideSmart 520

Art.-Nr. 10308900

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 213/97/165 cm
- » Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- » Gesamtgewicht: ca. 249 kg
- » Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- » Geschwindigkeit
 - » Vorwärts bis 19 km/h
 - » Start: 0,17 km/h
 - » Rückwärts bis -4,75 km/h
- » Steigung 0 % bis 15 %

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse 1
- » Antrieb über Gurt (Flat Belt)
- » Körpergewichtsentlastung von 100 % bis 20 % in 1 %-Schritten
- » Stride Smart Ganganalyse
- » Live Video inklusive Frontkamera
- » AlterG-Assistent
- » Monitor 15"