



## AlterG

### PRO 520

Art.-Nr. 10309100

#### TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 240/102/183(S)191(M)200(L) cm
- » Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- » Gesamtgewicht: ca. 499 kg
- » Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- » Geschwindigkeit
  - » Vorwärts bis 29 km/h
  - » Start: 0,17 km/h
  - » Rückwärts bis -17 km/h
- » Steigung 0 % bis 15 %

#### AUSSTATTUNG

- » kein Medizinprodukt
- » Antrieb über Lamellen (Slat Belt - Woodway)
- » Körpergewichtsentlastung von 100 % bis 20 % in 1 %-Schritten
- » Stride Smart Ganganalyse
- » Live Video inklusive Frontkamera
- » AlterG-Assistent
- » Monitor 21"