



Gerät: hp cosmos Mercury

Artikel Nr. cos30000va04

Baujahr: 2010 **Netto-Preis: a. A.** 

Serie/Type: Mercury
Hersteller: hp cosmos
Zustand: sehr gut

Brutto-Preis: a. A.

Damaliger brutto-Neupreis



Gerätegewicht: 220 kg Länge in cm: 210 max. Benutzergewicht: 200 kg Breite in cm: 82

Höhe in cm: 136

Rahmenfarbe: weiß (RAL9010)

## Gerätebeschreibung:

• Geschwindigkeit: 0-22 km/h bei 0,1 km/h Schritten

Steigung: 0-25 % (0-14°)
Aufstiegshöhe: 18 cm
Lauffläche L x B: 150 x 50 cm

Lauttiache L x B: 150 x 50 cm
 Benutzergewicht: max. 200 kg

• Programme: div. Test- und Trainingsprofile sowie frei wählbare Profile

• Sicherheit: Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf; Not-Aus Sicherheitsabschaltung über Zugschnur


eMail: info@suessmed.com

Tel.: 0043 7752 81702





Weitere Bilder zum: hp cosmos Mercury



eMail: info@suessmed.com

Tel.: 0043 7752 81702

## Weitere Informationen:

• Antriebsmotor: 3,3 kW (4,5 PS)

 $\bullet$  Stromanschluss: 230 Volt AC 1 $^{\sim}$ /N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung