

compass 540**Ab-/Adduktor**

Art.-Nr. 10701400

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 160-222/129-213/166 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 300 kg
- » Nutzergewicht: bis 250 kg

**AUSSTATTUNG**

- » Medizinprodukt Klasse I (ohne smart assist), Klasse II (mit smart assist)
- » Einstellung der Startposition in 10°-Schritten
- » Training in offener und geschlossener Kette
- » Stufenlos Neigungseinstellung der Rückenlehne
- » Einstiegshilfe durch drehbaren äußeren Bewegungsarm
- » Stufenlos Längenverstellung der Fußablage
- » Schwenkbare Oberschenkelpolster
- » "darth frost"-Schutzverkleidung mit Ablagefläche
- » Trainingstafel mit smarten Bedieninformationen am Gerät
- » Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen

OPTIONEN

- » smart assist
- » smart assist ISO
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Gewichtsfeinabstufung 4 x 1 kg
- » 100 kg Gesamtgewichtsblock (20 x 5 kg)
- » Bewegungslimitierung
- » Lordosekissen
- » Kniegelenk-Stabilisationspolsterpaar
- » Fußstützen rechts/links

RAHMEN

- » Engine silver
- » RAL 9003 Signalweiß (Option)
- » RAL 7021 Schwarzgrau (Option)

POLSTER

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer

VERKLEIDUNG

» dath frost