

**compass 540****Multi Hip**

Art.-Nr. 10705800

**TECHNISCHE DATEN**

- » Maße (L/B/H): 144/98-204/168-195 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (8 x 10 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 271 kg
- » Nutzergewicht: bis 250 kg

**AUSSTATTUNG**

- » Medizinprodukt Klasse I (ohne smart assist), Klasse II (mit smart assist)
- » Einstellung der Startposition in 10°-Schritten
- » Trainingspositionierung in Ab-/Adduktion, sowie Hüftextension/-flexion in stehender Position
- » Höhenverstellbare Fußplatte zur Anpassung der Rotationsachse
- » Beidseitig stufenlos einstellbares Beckenstabilisationspolster
- » Längenverstellung des Hebelarms
- » Haltegriffe zur Oberkörperstabilisation
- » Fußtritt für leichten Geräteeinstieg
- » "darth frost"-Schutzverkleidung mit Ablagefläche
- » Trainingstafel mit smarten Bedieninformationen am Gerät
- » Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen

**OPTIONEN**

- » smart assist
- » smart assist ISO
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Gewichtsfeinabstufung 4 x 2 kg
- » Bewegungslimitierung

**RAHMEN**

- » Engine silver
- » RAL 9003 Signalweiß (Option)
- » RAL 7021 Schwarzgrau (Option)

**POLSTER**

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer

**VERKLEIDUNG**

- » darth frost