

**compass 540****Rotator**

Art.-Nr. 10701900

**TECHNISCHE DATEN**

- » Maße (L/B/H): 123-153/118-145/166 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 271 kg
- » Nutzergewicht: bis 250 kg

**AUSSTATTUNG**

- » Medizinprodukt Klasse I (ohne smart assist), Klasse II (mit smart assist)
- » Einstellung der Startposition in 10°-Schritten aus sitzender Position
- » Höhenverstellbares Rückenpolster für eine optimale Trainingsposition
- » Zwei stufenlos verstellbare laterale Beckenstabilisatoren
- » Lordosstütze
- » Individuell einstellbares Beinpolster mit Einstiegserleichterung
- » Individuell einstellbare Oberkörperfixierung
- » "darth frost"-Schutzverkleidung mit Ablagefläche
- » Trainingstafel mit smarten Bedieninformationen am Gerät
- » Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen

**OPTIONEN**

- » smart assist
- » smart assist ISO
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Gewichtsfeinabstufung 4 x 1 kg
- » 100 kg Gesamtgewichtsblock (20 x 5 kg)
- » Bewegungslimitierung

**RAHMEN**

- » Engine silver
- » RAL 9003 Signalweiß (Option)
- » RAL 7021 Schwarzgrau (Option)

**POLSTER**

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer

**VERKLEIDUNG**

- » darth frost