

**compass 600****Beinstrecker/-beuger**

Art.-Nr. 10689500

**TECHNISCHE DATEN**

- » Maße (L/B/H): 113/132-148/165 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 412 kg
- » Nutzergewicht: bis 200 kg

**AUSSTATTUNG**

- » Medizinprodukt Klasse Im
- » smart assist
- » Stufenlose Verstellung der Sitztiefe über Gasdruckfeder
- » Mitdrehende Fixierung der Kniegelenkachse für optimale Biomechanik
- » Stufenlose Einstellung des Hebelarms

**OPTIONEN**

- » smart assist ISO
- » Positionssensorik
- » Pulsempfänger uncodiert
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Analoges Interface (Datenausgabe des Kraftsignals an ein externes, analoges Empfangssystem, zur Kombination mit EMG)
- » Laserpointer für sichere Positionierung der Gelenkachse
- » Feinabstufung 4 x 1 kg
- » Bewegungslimitierung
- » 100 kg Gewichtsblock (20 x 5 kg)
- » Lordosstütze
- » Magnetischer Getränkehalter mit integrierter Ablage für Geh-Hilfen
- » Premiumpaket compass 600 (smart assist ISO (nur mit RFID-Reader), Feinabstufung 4 x 1 kg, Positionssensorik, Pulsempfänger uncodiert, 100 kg Gewichtsblock (20 x 5 kg), Freie Polsterwahl, 24 Monate Garantie)

**RAHMEN**

- » RAL 7021 Schwarzgrau

**GEHÄUSE**

- » RAL 9006 Weißaluminium

**POLSTER**

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer