

compass 600**Haltungs-/Bruststabilisator**

Art.-Nr. 10610700

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 123-139/164/165 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 398 kg
- » Nutzergewicht: bis 200 kg

**AUSSTATTUNG**

- » Medizinprodukt Klasse Im
- » smart assist
- » Stufenlose Sitzhöhenverstellung über Gasdruckfeder
- » Variable Griffpositionen
- » Beid- oder einarmige Übungsausführung
- » Variabel einstellbare Hebelarmbreite
- » In Richtung der Schulterinnenrotation angeschrägte Hebelarme zur Schonung der Rotatorenmanschette

OPTIONEN

- » Positionssensorik
- » Pulsempfänger uncodiert
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Analoges Interface (Datenausgabe des Kraftsignals an ein externes, analoges Empfangssystem, zur Kombination mit EMG)
- » Feinabstufung 4 x 1 kg
- » Bewegungslimitierung
- » 100 kg Gewichtsblock (20 x 5 kg)
- » Lordosstütze
- » Magnetischer Getränkehalter mit integrierter Ablage für Geh-Hilfen
- » Premiumpaket compass 600 (smart assist (nur mit RFID-Reader), Feinabstufung 4 x 1 kg, Positionssensorik, Pulsempfänger uncodiert, 100 kg Gewichtsblock (20 x 5 kg), Freie Polsterwahl, 24 Monate Garantie)

RAHMEN

- » RAL 7021 Schwarzgrau

GEHÄUSE

- » RAL 9006 Weißaluminium

POLSTER

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer