

**compass 600****Lateralflexion**

Art.-Nr. 10695200

**TECHNISCHE DATEN**

- » Maße (L/B/H): 126/92-115/163 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 370 kg
- » Nutzergewicht: bis 180 kg

**AUSSTATTUNG**

- » Medizinprodukt Klasse Im
- » smart assist ISO
- » Laserpointer zur korrekten Positionierung in der Rotationsachse
- » Einstellung der Startposition in 10°-Schritten
- » Stufenlose Einstellung
  - » der Sitzhöhe
  - » des Hüftfixationspolsters zur optimalen Beckenfixierung (sitzende Position)
  - » der Höhe des seitlichen Oberkörperpolsters (sitzende Position)
  - » des seitlichen Oberkörperpolsters zur optimalen Fixierung (sitzende Position)

**OPTIONEN**

- » Positionssensorik
- » Pulsempfänger uncodiert
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Analoges Interface (Datenausgabe des Kraftsignals an ein externes, analoges Empfangssystem, zur Kombination mit EMG)
- » Feinabstufung 4 x 1 kg
- » Fußplattenerweiterung für breitere Fußstellung
- » Magnetischer Getränkehalter mit integrierter Ablage für Geh-Hilfen
- » Premiumpaket compass 600 (smart assist ISO (nur mit RFID-Reader), Feinabstufung 4 x 1 kg, Positionssensorik, Pulsempfänger uncodiert, Freie Polsterwahl, 24 Monate Garantie)

**RAHMEN**

- » RAL 7021 Schwarzgrau

**GEHÄUSE**

- » RAL 9006 Weißaluminium

**POLSTER**

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer