

compass 600**Rotation**

Art.-Nr. 10695100

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 128-130/148/163-171 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 400 kg
- » Nutzergewicht: bis 180 kg

**AUSSTATTUNG**

- » Medizinprodukt Klasse Im
- » smart assist ISO
- » Einstellung der Startposition in 10°-Schritten
- » Stufenlose Einstellung
 - » der Sitzhöhe
 - » der Höhe des Kniefixationspolsters
 - » der Fußstütze (sitzende Position)
 - » der Beckenfixierung (sitzende Position)
 - » des Kniefixationspolsters zur optimalen Fixierung (sitzende Position)

OPTIONEN

- » Positionssensorik
- » Pulsempfänger uncodiert
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Analoges Interface (Datenausgabe des Kraftsignals an ein externes, analoges Empfangssystem, zur Kombination mit EMG)
- » Feinabstufung 4 x 1 kg
- » Magnetischer Getränkehalter mit integrierter Ablage für Geh-Hilfen
- » Premiumpaket compass 600 (smart assist ISO (nur mit RFID-Reader), Feinabstufung 4 x 1 kg, Positionssensorik, Pulsempfänger uncodiert, Freie Polsterwahl, 24 Monate Garantie)

RAHMEN

- » RAL 7021 Schwarzgrau

GEHÄUSE

- » RAL 9006 Weißaluminium

POLSTER

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer