



compass 600

Schulterblattfixator/Stützstemme

Art.-Nr. 10610900

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 134/154/184-201 cm
- » Gewichtsblock: 160 kg (16 x 10 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 500 kg
- » Nutzergewicht: bis 200 kg

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse Im
- » smart assist
- » Ergonomische Bewegungsausführung bei sehr geringem Einstiegsgewicht
- » Beid- oder einarmige Übungsausführung
- » Flexible Griffhaltung für Übungsvariationen

OPTIONEN

- » smart assist ISO
- » Positionssensorik
- » Pulsempfänger uncodiert
- » Software proxotrain
- » Infopoint
- » Workoutpoint
- » proxOS Station
- » Analoges Interface (Datenausgabe des Kraftsignals an ein externes, analoges Empfangssystem, zur Kombination mit EMG)
- » Feinabstufung 4 x 2 kg
- » Bewegungslimitierung
- » Beckengurt für isometrische Messung
- » 200 kg Gewichtsblock (20 x 10 kg)
- » Lordosstütze
- » Magnetischer Getränkehalter mit integrierter Ablage für Geh-Hilfen
- » Premiumpaket compass 600 (smart assist ISO (nur mit RFID-Reader), Feinabstufung 4 x 2 kg, Positionssensorik, Pulsempfänger uncodiert, 200 kg Gewichtsblock (20 x 10 kg), Freie Polsterwahl, 24 Monate Garantie)

RAHMEN

- » RAL 7021 Schwarzgrau

GEHÄUSE

- » RAL 9006 Weißaluminium

POLSTER

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer