

compass 600**Schulterpresse/Ruderzug vertikal**

Art.-Nr. 10610800

**TECHNISCHE DATEN**

- » Maße (L/B/H): 134/154/184-201 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 388 kg
- » Nutzergewicht: bis 200 kg

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse Im
- » smart assist
- » Ergonomische Bewegungsausführung bei sehr geringem Einstiegsgewicht
- » Beid- oder einarmige Übungsausführung
- » Flexible Griffhaltung für Übungsvariationen

OPTIONEN

- » Positionssensorik
- » Isometrisches Messsystem
- » Pulsempfänger uncodiert
- » Software proxoforce
- » Analoges Interface (Datenausgabe des Kraftsignals an ein externes, analoges Empfangssystem, zur Kombination mit EMG)
- » Feinabstufung 4 x 1 kg
- » Bewegungslimitierung
- » 100 kg Gewichtsblock (20 x 5 kg)
- » Lordosstütze
- » Magnetischer Getränkehalter mit integrierter Ablage für Geh-Hilfen

RAHMEN

- » RAL 7021 Schwarzgrau

GEHÄUSE

- » RAL 9006 Weißaluminium

POLSTER

- » F6461197 Anthrazit
- » F6461454 Feuer