

compass 600

Workoutpoint Stand

Art.-Nr. 14103500

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 46/52/122 cm
- » Gesamtgewicht: 25 kg



AUSSTATTUNG

- » Farbiger, hochauflösender 8"-Touchscreen
- » Zur Durchführung eines gezielten funktionellen Bewegungstrainings
- » Eigenständige Patientennutzung
- » 150 funktionelle Übungen aus den Bereichen Kräftigung, Dehnung, Koordination und Aufwärmen
- » Freie Übungen werden über Kurzvideo inkl. Kurzbeschreibung angezeigt
- » Nutzung in Verbindung mit der Software proxotrain
 - » Zur Umsetzung eines geplanten Trainings mit RFID-oder Chipkarte
 - » Einlesen der Ergebnisse der durchgeführten freien Übungen nach Trainingsende in die proxotrain Software mit Dokumentation