


**compass 600****Workoutpoint Wand**

Art.-Nr. 14111500 (RFID)

Art.-Nr. 14111400 (Chipkarte)

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 5,5/50/33 cm
- » Gesamtgewicht: 5 kg

AUSSTATTUNG

- » Farbiger, hochauflösender 21,56"-Touchscreen-Monitor mit flexibler Wandhalterung
- » Zur Durchführung eines gezielten funktionellen Bewegungstrainings
- » Eigenständige Patientennutzung
- » 150 funktionelle Übungen aus den Bereichen Kräftigung, Dehnung, Koordination und Aufwärmen
- » Freie Übungen werden über Kurzvideo inkl. Kurzbeschreibung angezeigt
- » Nutzung in Verbindung mit der Software proxotrain
 - » Zur Umsetzung eines geplanten Trainings mit RFID-oder Chipkarte
 - » Einlesen der Ergebnisse der durchgeführten freien Übungen nach Trainingsende in die proxotrain Software mit Dokumentation