

**compass 600**

**smart assist**

Art.-Nr. 10629100

**TECHNISCHE DATEN**

- » Für alle compass 600 Geräte



**AUSSTATTUNG**

- » Intuitive Bedienung über 8" Zoll Touchscreen-Monitor
- » Quickstart/Powertraining ohne RFID- oder Chipkartennutzung
- » RFID-/Chipkarten-Reader
- » Medizinischer LAN-Isolator
- » Sinuales Feedback-Training

**TESTVERFAHREN**

- » Bewegungsausmaßtest zur Bestimmung der physiologischen Bewegungsamplitude
- » Submaximale Testung nach der Wiederholungsmethode, ergänzt durch eine objektive Bewertung der Testdurchführungsqualität und der subjektiven Bewertung des Anstrengungsgrades durch den Probanden mittels RPE-Skala