

h/p/cosmos® Laufband-Ergometer	Artikelnummer	Lauffläche L/B	Geschwindigkeit	Steigung	Versorgung	Display	CE
pluto® lt med	cos30027-01va02	150 / 50 cm	0 ... 18 km/h	0 ... 20 %	200 ... 240 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
pluto® med	cos30026-01va02	150 / 50 cm	0 ... 18 km/h	0 ... 20 %	200 ... 240 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
pluto® ef med	cos30027-01va14	150 / 50 cm	0 ... 18 km/h	0 ... 20 %	200 ... 240 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
stratos® med	cos30000-02va10	150 / 50 cm	0 ... 22 km/h	0%	200 ... 240 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
mercury® med	cos30000-02va02	170 / 65 cm	0 ... 22 km/h	0 ... 25 %	200 ... 240 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
stellar® med, mit MCU5 (6 Displays)	cos30003va18	170 / 65 cm	0 ... 25 km/h	0%	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
quasar® lt med, mit MCU5	cos30003va19	170 / 65 cm	0 ... 25 km/h	0 ... 28 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	nein	CE 0123
quasar® med, mit MCU5 (6 Displays)	cos30003va20	170 / 65 cm	0 ... 25 km/h	0 ... 28 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
quasar® med 3p, mit MCU5 (6 Displays)	cos30003va26	170 / 65 cm	0 ... 40 km/h	0 ... 28 %	400 Volt AC 3~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
pulsar® lt med, mit MCU5	cos30004va01	190 / 65 cm	0 ... 40 km/h	-25 ... +25 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	nein	CE 0123
pulsar® med, mit MCU5 (6 Displays)	cos30004va03	190 / 65 cm	0 ... 40 km/h	-25 ... +25 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
pulsar® lt med 3p, mit MCU5	cos30004va02	190 / 65 cm	0 ... 40 km/h	-25 ... +25 %	400 Volt AC 3~ / 16 Amp.	nein	CE 0123
pulsar® med 3p, mit MCU5 (6 Displays)	cos30004va04	190 / 65 cm	0 ... 40 km/h	-25 ... +25 %	400 Volt AC 3~ / 16 Amp.	ja	CE 0123
stellar® med, mit MCU6 (Touch)	cos30003-01va06	170 / 65 cm	0 ... 25 km/h	0%	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	Touch	CE 0123
quasar® lt med, mit MCU6	cos30003-01va04	170 / 65 cm	0 ... 25 km/h	0 ... 28 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	nein	CE 0123
quasar® med, mit MCU6 (Touch)	cos30003-01va02	170 / 65 cm	0 ... 25 km/h	0 ... 28 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	Touch	CE 0123
stellar® med 190/65, mit MCU6 (Touch)	cos30004-01va06	190 / 65 cm	0 ... 40 km/h	0%	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	Touch	CE 0123
pulsar® lt med, mit MCU6	cos30004-01va04	190 / 65 cm	0 ... 40 km/h	-25 ... +25 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	nein	CE 0123
pulsar® med, mit MCU6 (Touch)	cos30004-01va02	190 / 65 cm	0 ... 40 km/h	-25 ... +25 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	Touch	CE 0123

h/p/cosmos® Laufband-Ergometer Neuroreha	Artikelnummer	Lauffläche L/B	Geschwindigkeit	Steigung	Versorgung	Display	CE
locomotion® 150/50 DE med	cos30001-01va02	150 / 50 cm	0 ... 10 km/h	-25 ... +25 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	Touch	CE 0123
locomotion® 190/65 DE med	cos30024va03	190 / 65 cm	0 ... 25 km/h	-25 ... +25 %	230 Volt AC 1~ / 16 Amp.	Touch	CE 0123
locomotion® 190/65-3p DE med	cos30024va04	190 / 65 cm	0 ... 25 km/h	-25 ... +25 %	400 Volt AC 3~ / 16 Amp.	Touch	CE 0123

h/p/cosmos® Großlaufband-Ergometer	Artikelnummer	Lauffläche L/B	Geschwindigkeit	Steigung	Versorgung	Display	CE
venus® 200/75	cos30005-01va05	200 / 75 cm	0 ... 40 km/h	-35 ... +35 %	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
venus® 200/75 r	cos30005-01va06	200 / 75 cm	0 ... 40 km/h	-35 ... +35 %	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
venus® 200/100	cos30006-01va05	200 / 100 cm	0 ... 40 km/h	-35 ... +35 %	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
venus® 200/100 r	cos30006-01va06	200 / 100 cm	0 ... 40 km/h	-35 ... +35 %	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 250/75	cos30007-01va05	250 / 75 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 250/75 r	cos30007-01va06	250 / 75 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 250/100	cos30008-01va0	250 / 100 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 250/100 r	cos30008-01va06	250 / 100 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 250/125 rs	cos30009-01va03	250 / 125 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 300/75	cos30010-01va05	300 / 75 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 300/75 r	cos30010-01va06	300 / 75 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 300/100	cos30011-01va05	300 / 100 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 300/100 r	cos30011-01va06	300 / 100 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 300/125 rs	cos30012-01va03	300 / 125 cm	0 ... 40 km/h	-27 ... +27	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123
saturn® 450/300 rs	cos30013-01va01	450 / 300 cm	0 ... 40 km/h	-4 ... +25 %	400 Volt AC 3~ / 32 Amp.	Touch	CE 0123