

**vacumed**

Art.-Nr. W04010

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 220/110/120 cm
- » Gesamtgewicht: 150 kg
- » Nutzergewicht: bis 180 kg

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Elektrische Neigungsverstellung des Innenteils der Liegefläche zur optimalen Hüftbeugstellung
- » 16 vorinstallierte Programme (Link zu pdf)

TRAININGSPROGRAMME

- » P1 Venen-Programm plus/40 Min
- » P2 Venen-Programm/30 Min
- » P3 pAVK-Programm/30 Min
- » P4 Gefäßtraining plus/30 Min
- » P5 Gefäßtraining 30/30 Min
- » P6 Gefäßtraining 40/40 Min
- » P7 Diabetes-Programm/40 Min
- » P8 Ödem-Programm/40 Min
- » P9 Lymph-Programm Sport/30 Min
- » P10 Regenerations-Programm/30 Min
- » P11 Athletik-Programm/30 Min
- » P12 Sport-Programm/30 Min
- » P13 Reha-Programm 30/30 Min
- » P14 Reha-Programm 45/45 Min
- » P15 Wundheilungs-Programm/30 Min
- » P16 Traktions-Programm/30 Min