



vacumed SL

Art.-Nr. W04020

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 225/110/120 cm
- » Maße (L/B/H) ausgefahren: 305/110/120 cm
- » Gesamtgewicht: 185 kg
- » Nutzergewicht: bis 120 kg

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Elektrisches Ein- und Ausfahren der Liegefläche für immobile Patienten
- » Optimale Hüftbeugestellung über Lagerungsmaterial
- » 16 vorinstallierte Programme (Link zu pdf)

TRAININGSPROGRAMME

- » P1 Indikationen: CVI, chronische, venöse Insuffizienz. Venentraining bei guter Allgemeinkondition. 30 Min.
- » P2 Indikationen: CVI, chronische, venöse Insuffizienz. Venentraining, bei durchschnittlicher Allgemeinkonstitution. 30 Min.
- » P3 Indikationen: Gehstreckentraining 30 Min.
- » P4 Indikationen: Perfusionsförderung bei guter Allgemeinkondition und Hypertonie. 30 Min.
- » P5 Indikationen: Durchblutungsförderung und Gehstreckentraining bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK I- IV) bei belasteten Patienten. 30 Min.
- » P6 Indikationen: Perfusionstraining bei (PAVK I- IV) bei guter Allgemeinkondition. 40 Min.
- » P7 Indikationen: Diabetische Mikroangiopathie, Gefäßtraining. 40 Min.
- » P8 Indikationen: Ulcera und postthrombotische Syndrome. 40 Min.