



compass MTT

S1 MED. explosive

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 46-96/42-68/214-238 cm
- » Trainingsgewicht: 60 kg
- » 20 kg á 2,5 kg (8x)
- » 40 kg á 5 kg (8x)
- » Gesamtgewicht: 80 kg

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse I
- » Umlenkung: 6 Umlegungen
- » 1/3 wirkendes Gewicht
- » Range Seilausgänge: ca. 40-195 cm (Einstellung in 5 cm Schritten)
- » Bewegungsränge: ca. 450 cm (beide Seilausgänge)
- » 3 kugelgelagerte Laufrollen
- » Wartungsfreie Führungsbuchsen
- » Wandhalterung
- » Handgriffe L-Form

OPTIONEN

- » Standfuß
- » Verschiebevorrichtung für Seilzug
- » Latzuggalgen Standard
- » Latzuggalgen flach
- » Latzugstange Chrom mit Doppelöse
- » Sondergalgen Höhe S1
- » HTT Hebetragetechnik
- » Bewegungslimitierung
- » Haltegriff zur Stabilisierung
- » Crus Rolle (Training Fußhebemuskulatur)
- » Trizeps-/Bizepsstange
- » Fußmanschette spezial mit Schlaufe
- » Fußmanschette Leder MTT
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 40 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 60 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 80 cm
- » Zusätzliche Handgriffe L-Form

RAHMEN

- » RAL 7021 schwarzgrau matt
- » RAL 9003 Signalweiß
- » RAL 9006 Weißaluminium

VERKLEIDUNG

» Schwarz, weiß, rot, grün oder blau