



## compass MTT

### S3 MED. vertical

#### TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 96/42-68/236 cm
- » Trainingsgewicht: 60 kg
- » 20 kg á 2,5 kg (8x)
- » 40 kg á 5 kg (8x)
- » Gesamtgewicht: 80 kg

#### AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse I
- » Umlenkung: Direktzug
- » Range Seilausgänge: Seilausgang ca. 240 cm
- » Bewegungsränge: ca. 130 cm vertikal
- » Kugelgelagerte Laufrollen
- » Wartungsfreie Führungsbuchsen
- » Wandhalterung
- » Latzugstange 120 cm

#### OPTIONEN

- » Zusätzliche Latzugstange
- » Sondergalgen Höhe S3
- » Bewegungslimitierung
- » Haltegriff zur Stabilisierung
- » Trizeps-/Bizepsstange
- » Fußmanschette spezial mit Schlaufe
- » Fußmanschette Leder MTT
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 40 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 60 cm
- » Klettgurt Fußmanschette gepolstert, 80 cm
- » Handgriffe L-Form

#### RAHMEN

- » RAL 7021 schwarzgrau matt
- » RAL 9003 Signalweiß
- » RAL 9006 Weißaluminium

#### VERKLEIDUNG

- » Schwarz, weiß, rot, grün oder blau