



kardiomed 521

comfort cycle

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 152/67/138 cm
- » Gesamtgewicht: 105 kg
- » Nutzergewicht: bis 150 kg
- » Netzunabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - » 15 - 500 Watt drehzahlunabhängig
 - » 15 - 1.000 Watt drehzahlabhängig
- » Drehzahlbereich 20 - 120 U/min

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Display mit Multicolor-Hintergrundbeleuchtung und Bio-Feedback
- » Integriertes Chipkartensystem
- » Codierter Polar-Pulsempfänger
- » RS232 Schnittstelle
- » Freier Durchstieg
- » Stufenlose, horizontale Sitzverstellung

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Watt (Zeittraining)
- » Pulstraining

OPTIONEN

- » RFID System/Drahtlosnetzwerk
- » Galvanische Trennung für serielle Schnittstelle
- » Therapieprogrammpaket (Watt sensitiv, Isokinetik, Therapie, Intervall, Kalorientraining, Hügel, Zufall, Distanz)
- » Software proxotrain
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Ohrpulssystem
- » Nutzergewicht bis 200 kg
- » Gasdruckunterstützte Lehnenverstellung (nur für Nutzergewicht bis 150 kg oder 200 kg)
- » Nutzergewicht bis 250 kg (mit Drehsitz und erhöhten Lehnen, hervorragend für Neurologie geeignet)
- » Längenverstellbare Kurbel
- » Pedalschuh zur Fixierung der Füße
- » Transportrollen

RAHMEN

- » RAL 9006 Weiß-Aluminium