



kardiomed 700

basic cycle

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 118/63/145 cm
- » Gesamtgewicht: 66 kg
- » Nutzergewicht: 180 kg
- » Netzabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - » 15 bis 600 Watt (drehzahlunabhängig, drehzahlabhängig)
 - » Drehzahlbereich 20 bis 120 U/min

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Hochauflösender Touchscreen mit Bio-Feedback
- » Integriertes Chipkartensystem
- » USB-Anschluss
- » Horizontale und vertikale Sitzeinstellung
- » Vertikale Lenkereinstellung
- » Tiefer Durchstieg für einfache Trainingspositionierung
- » Flaschenhalter
- » Transportrollen

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Pulsgesteuertes Programm
- » Leistungsgesteuertes Programm
- » Leistungssensitives Programm
- » Isokinetisches Programm
- » Kardiotraining
- » Fettstoffwechsel
- » Auswahl vordefinierter Belastungsprofile

OPTIONEN

- » RFID-System/Drahtlosnetzwerk
- » Med. RS-232-Isolator inkl. Kabel
- » Medizinischer LAN-Isolator
- » Längenverstellbare Pedale
- » Codierter Polar-Pulsempfänger
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Software proxotrain
- » IPN Test-Suite - proxomed Edition

RAHMEN

- » RAL 9016 Verkehrsweiß
- » DB 703 Eisenglimmer