



kardiomed 700

stair

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 105/76/181 cm
- » Gesamtgewicht: 93 kg
- » Nutzergewicht: bis 200 kg
- » Netzabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: 5er Stufen
 - » 15 bis 155 Belastungsstufen geschwindigkeitsgesteuert
 - » Drehzahlbereich 15 bis 155 Schritte/min

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Hochauflösender Touchscreen mit Bio-Feedback
- » Integriertes Chipkartensystem
- » USB-Anschluss
- » Unabhängiges Pedalsystem
- » Großzügige, durchgehende Sicherheitsgriffe
- » Flaschenhalter
- » Transportrollen

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Pulsgesteuertes Programm
- » Leistungsgesteuertes Programm
- » Leistungssensitives Programm
- » Fettstoffwechsel
- » Auswahl vordefinierter Belastungsprofile

OPTIONEN

- » RFID-System/Drahtlosnetzwerk
- » Medizinischer LAN-Isolator
- » Codierter Polar-Pulsempfänger
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Software proxotrain

RAHMEN

- » RAL 9016 Verkehrsweiß
- » DB 703 Eisenglimmer