



Milon Q

Crosstrainer

Artikelnummer: 10752200

TECHNISCHE DATEN

Länge (m):	1,78
Breite (m):	0,56
Höhe (m):	1,63
Eigengewicht (kg):	110
Max. Leistungsaufnahme:	300VA
Netzanschluss:	100-240VAC, 50/60 Hz
Bodenfläche (m2):	1,00
Punktuelle Belastung pro cm2 Boden (kg):	3,15
Display:	10,1 Zoll multitouch Farbdisplay
Anwendergewicht: max. (kg):	150
Trainingsbelastung: max. (W):	400

Vorteile

- Angenehme Nutzung durch rutschfeste Griffe
- Optimierte Bewegungskurve durch dämpfende Trittfläche, die zu einer größeren Belastung des m. quadriceps femoris und des m. gluteus maximus führt
- Individuelle Wahl zwischen Trainingsmodi mit und ohne Herzfrequenz-Messung (Leistungs- und Pulsgesteuertes Training)
- Individuelle Wahl zwischen vier unterschiedlichen Trainingsmethoden im pulsgesteuerten Training (Fettverbrennung, Ausdauer, Wettkampf, Manuell)

Rahmen



Dark Iron

Gehäuse



Silver

Anthracite

Polster



Ruby Red

Anthracite

Sepia Brown