

kardiomed 540**comfort cycle****TECHNISCHE DATEN**

- » Maße (L/B/H): 173/65/133 cm
- » Gesamtgewicht: 80 kg
- » Nutzergewicht: bis 150 kg
- » Netzunabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - » 15 - 500 Watt drehzahlunabhängig
 - » 15 - 1.000 Watt drehzahlabhängig
- » Drehzahlbereich 15 - 140 U/min

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Attraktive, vollfarbige Darstellung
- » Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- » Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- » Tiefer, breiter Durchstieg
- » Horizontal verstellbarer Sattel
- » Lehnenverstellung

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Watt (Zeittraining)
- » Pulstraining

OPTIONEN

- » performance package (Qi-Lademöglichkeit, max. 975 Watt, mit Netzteil ab 7 Watt)
- » connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- » program package (zusätzliche Programme, Testprofile, Programmspeicher, Serious Games)
- » all in package (performance + connect + program package)
- » Nutzergewicht bis 200 kg
- » Nutzergewicht bis 250 kg (mit Drehsitz und erhöhten, breiteren Lehnen, hervorragend für Neurologie geeignet)
- » Längenverstellbare Kurbel
- » Pedalschuh zur Fixierung der Füße
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Transportrollen
- » Software proxotrain

RAHMEN

- » RAL 9006 Weiß-Aluminium

GEHÄUSE

- » RAL 7016 Anthrazitgrau

POLSTER

» Schwarz