

## kardiomed 540

### cross walk



#### TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 200/65/169 cm
- » Gesamtgewicht: 101 kg
- » Nutzergewicht: bis 150 kg
- » Netzunabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
  - » 100 - 500 Watt drehzahlunabhängig
  - » 100 - 1.000 Watt drehzahlabhängig
- » Drehzahlbereich 15 - 140 U/min
- » Drehzahlbereich 15 - 80 U/min voreingestellt
- » Hochwertige Gleit- und Kugellager für langjährigen Gebrauch

#### AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Attraktive, vollfarbige Darstellung
- » Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- » Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- » Niedrige Auftrittshöhe von ca. 17 cm
- » Vor- und Rückwärtsbewegung mit einer Schrittlänge von 43 cm
- » Große, rutschhemmende Fußtritte
- » Drehzahlbegrenzung für mehr Sicherheit

#### TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Watt (Zeittraining)
- » Pulstraining

#### OPTIONEN

- » performance package (Qi-Lademöglichkeit, max. 975 Watt)
- » connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- » program package (zusätzliche Programme, Programmspeicher, Serious Games)
- » all in package (performance + connect + program package)
- » Nutzergewicht bis 200 kg
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Transportrollen
- » Software proxotrain

#### RAHMEN

- » RAL 9006 Weiß-Aluminium

#### GEHÄUSE

- » RAL 7016 Anthrazitgrau