

kardiomed 540**stair****TECHNISCHE DATEN**

- » Maße (L/B/H): 102/73/160 cm
- » Gesamtgewicht: 79 kg
- » Nutzergewicht: bis 150 kg
- » Netzunabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: 4 bis 27 m/min
Sinkgeschwindigkeit

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Attraktive, vollfarbige Darstellung
- » Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- » Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- » Automatische Gewichtserkennung für präzise Berechnung der Leistung
- » Pedalunabhängiges System
- » Gedämpfte Pedalaufhängung
- » Isokinetische Funktionsweise für 4 bis 27 m/min Fallgeschwindigkeit

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Watt (Zeittraining)
- » Pulstraining

OPTIONEN

- » performance package (Qi-Lademöglichkeit)
- » connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- » program package (zusätzliche Programme, Programmspeicher)
- » all in package (performance + connect + program package)
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Transportrollen
- » Software proxotrain

RAHMEN

- » RAL 9006 Weiß-Aluminium

GEHÄUSE

- » RAL 7016 Anthrazitgrau