



kardiomed 540

upper body cycle

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 116/78/155 cm
- » Gesamtgewicht: 98 kg
- » Nutzergewicht: bis 150 kg
- » Netzunabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - » 15 - 500 Watt drehzahlunabhängig
 - » 15 - 1.000 Watt drehzahlabhängig
- » Drehzahlbereich 15 - 140 U/min

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Attraktive, vollfarbige Darstellung
- » Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- » Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- » Sitz entnehmbar, für das Training im Stehen, mit Pezziball oder für Rollstuhlfahrer
- » Vor- und Rückwärtsbewegung möglich
- » Längenverstellbare Kurbel mit synchronem/asynchronem Modus
- » Ergonomische Leki®-Griffe mit Vorbereitung für Clipbefestigung
- » Gasdruckunterstützte, stufenlose Höhenverstellung der Antriebseinheit über 40 cm für optimale Drehpunktanpassung beim Training im Sitzen oder Stehen
- » Transportrollen

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Watt (Zeittraining)
- » Pulstraining

OPTIONEN

- » performance package (Qi-Lademöglichkeit, max. 550 Watt, mit Netzteil ab 7 Watt)
- » connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- » program package (zusätzliche Programme, Programmspeicher)
- » all in package (performance + connect + program package)
- » Nutzergewicht bis 200 kg
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Software proxotrain
- » Horizontal verstellbarer, entnehmbarer Sitz
- » Rollstuhlrampe
- » Leki® Trigger Glove (Handschuh) oder Leki® Trigger Strap (Handschlaufe)

RAHMEN

- » RAL 9006 Weiß-Aluminium

GEHÄUSE

» RAL 7016 Anthrazitgrau

POLSTER

» Schwarz