

## compass 540 - Hüftstrecker




### Ausstattung

- » Medizinprodukt Klasse I (ohne smart assist), Klasse Im (mit smart assist)
- » Stufenlose Höheneinstellung der Fußplatte
- » Haltegriffe für links und rechts
- » Positionierung und Unterarmablage zur Oberkörperstabilisation
- » Stufenlose Trainingspolstereinstellung
- » "darth frost"-Schutzverkleidung mit Ablagefläche
- » Trainingstafel mit smarten Bedieninformationen am Gerät
- » Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen

### Technische Daten

- » Maße (L/B/H): 90/99-160/168 cm
- » Gewichtsblock: 80 kg (16 x 5 kg)
- » Gesamtgewicht: bis 191 kg
- » Nutzergewicht: bis 250 kg
- » Energieverbrauch Standby: 0,0037 kWh
- » Energieverbrauch Betrieb: 0,018 kWh

### Rahmen



703  
Eisenglimmer

### Verkleidung



darth frost

### Polster



F6461454  
Feuer



F6461197  
Anthrazit

OPTIONALE AUSSTATTUNGEN MIT AUFPREIS

ZUM ONLINE-SHOWROOM

\*Die dargestellten Farben können je nach Monitor und Bildschirmauflösung von den tatsächlichen Farben abweichen.

### Optional

- » [smart assist](#)
- » Software [proxoforce](#)
- » Gewichtsfeinabstufung 4 x 1 kg
- » Bewegungslimitierung

### Dokumente

#### [Gebrauchsanweisung compass 540](#)

Gebrauchsanweisungen älterer oder abgekündigter Geräte erhalten Sie gerne auf Anfrage kostenfrei über unseren Service unter [service@proxomed.com](mailto:service@proxomed.com). Geben Sie hierzu bitte die genaue Gerätebezeichnung inkl. Seriennummer und Ihre Anschrift an. Wir schicken Ihnen diese zu.