

SÜSSSTOFF

SCHNELL TRAININGSGERÄTE & SÜSSMED


Starke Partnerschaft für die Zukunft.
Seite 2/3

KEISER DEADLIFT

Die Revolution beim Kreuzheben.
Seite 4

DR. WOLFF SPORTS & PREVENTION

Vielfalt in Therapie und Training.
Seite 6





Trainings- & Therapiegeräte

SCHNELL Trainingsgeräte & SÜSS Medizintechnik

- eine Partnerschaft für die Zukunft der österreichischen Trainingstherapie

All New Target Line

Therapiegeräte mit Steckgewichten

Optimale Ergonomie und exzellente Biomechanik erzeugen ein einmaliges Trainingsgefühl mit natürlichen Bewegungsmustern und einem angenehmen Körperfeedback. Diese Linie kombiniert kompaktes Design, einfache Einstellmöglichkeiten und die typische Kraftkurve für ein optimales Therapieergebnis. Langlebig, nachhaltig, wartungsarm und wirtschaftlich – die besten Therapiegeräte für jeden Einsatzbereich.



Funktionstemme V5



Butterfly & Butterfly Reverse



Schulter- & Nackendrück



Ab- und Adduktion



WAS MACHT SCHNELL EINZIGARTIG?

Der Fokus lag und liegt immer auf biomechanisch perfekten Trainings- & Therapiegeräten mit maximal einfacher Nutzung. Darüber hinaus wird größter Wert auf Robustheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gelegt. Als Manufaktur wird jedes Gerät auftragsbezogen gefertigt. Die Kunden können Geräte modular konfigurieren sowie Rahmen- & Polsterfarben frei auswählen. Dabei bietet SCHNELL neben Geräten für den Leistungssport und den Fitnesssektor alle Geräte auch mit Medizinproduktezulassung an. Durch diese Produktvielfalt können Gesamtkonzepte realisiert werden, die individuell und perfekt auf jeden Bedarf zugeschnitten sind.

Im Bereich der Trainingsverwaltungssoftware und dem Biofeedback in Echtzeit, welches sowohl für manuelle Geräte als auch die vollautomatischen Geräte verfügbar ist, kooperiert SCHNELL seit mehr als 10 Jahren mit der aktivKONZEPTE AG und der Profit GmbH.

Rückenkonzept 4BACK Premium

Hochspezialisierte Rückentherapie

Bei den 4BACK Premium Geräten handelt es sich um Spezialgeräte für die Analyse und das isolierte Wirbelsäulen-Aufbautraining. Sie sind die Perfektionierung eines seit 1996 eingesetzten und bis heute überaus erfolgreichen Rückenkonzeptes, das in über 600 Einrichtungen einen außerordentlichen Beitrag zur Reduzierung akuter und chronischer Rückenbeschwerden leistet. Physiologisch, biomechanisch und ergonomisch entsprechen die 4BACK Premium Geräte den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

**NEUE
ANALYSE
SOFTWARE**



Rumpf-Lateral/Flexion



Rumpf-Rotation



Rumpf-Extension



HWS-Kombi



Rumpf-Flexion

SCHNELL-CUSTOMIZING

Alle Geräte können flexibel und präzise an die individuellen Bedürfnisse und persönlichen Trainingsziele angepasst werden.

Mehr Infos unter Schnell-Customizing:





Cable Line

Funktionale Seilzugsysteme

Die stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion hält jeder Belastung und jedem Einsatzzweck stand. Das simple wie geniale Flaschenzugprinzip ermöglicht die gesamte Varianz an Gewichtsbelastungen – von unmittelbar bis feinst-dosiert. Mit den Seilzügen aus der cable line lassen sich multidimensionale Bewegungen ganz einfach realisieren. Die Mobilisation, Stabilisation, Kräftigung und Koordination der Muskulatur schult korrekte alltags-, berufs- und sportartenspezifische Bewegungsmuster.

Die vielfältigen Übungsmöglichkeiten und die modulare Kombinierbarkeit mehrerer Seilzugstationen machen die Geräte zum unverzichtbaren Basic-Equipment in jeder Einrichtung – egal ob Fitnessstudio, Reha-Praxis oder Sportleistungszentrum. Gut zu wissen: Die Mehrzahl der Seilzugsysteme entspricht der aktuell geltenden EU-Richtlinie für Medizinprodukte.



Universal Zugapparat doppelt



Seilzug Basic



Seilzug mit Flachbank

TESTEN IM 300m² SHOWROOM

oder in einer Referenzeinrichtung.

Machen Sie sich einen detaillierten Eindruck von den SCHNELL Geräten und lassen Sie sich von der Innovationskraft und dem Qualitätsversprechen überzeugen.



Synchro Line

Vollautomatische Therapiemaschinen für Individual- und Zirkeltraining

Die SYNCHRO LINE MED ist das Synonym für modernste digitale Hightech-Therapiesysteme. In jeder Maschine steckt die Quintessenz und Erfahrung aus sechs Jahrzehnten Entwicklung und Fertigung hocheffektiver Therapiemaschinen.

Ein unschlagbarer Vorteil gegenüber einem elektrischen Motorwiderstand ist das Training gegen einen mechanischen Widerstand. Beim Training

passt sich die Belastung während der gesamten Bewegungsausführung der Kraft des Patienten an. Dadurch hat der Patient immer einen direkten Bezug zum Gewicht. Es wird über das unmittelbare Feedback ein geschmeidiger Bewegungsablauf erreicht. Dies ermöglicht eine Auslastung des Muskels in jeder Winkelstellung. Die Geräte lassen sich optional mit Monitoren für Biofeedback ergänzen. Somit ist die SYNCHRO LINE MED für jede Zielgruppe geeignet.



Cardio Line

Ergonomisch und ausdauernd

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit stehen im Vordergrund. Durch die hochwertige Konstruktion sind die Geräte für den professionellen Einsatz im Bereich Rehabilitation und Therapie ideal geeignet. Darüber hinaus bestechen die Geräte durch perfekte Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Die Cardio Line bietet innovative Features und lässt sich durch modernste Schnittstellen in verschiedene Trainingssoftwaresysteme integrieren. Alle Geräte der Cardio Line sind als Medizinprodukte erhältlich.



Motion Relax 900




Motion Cycle 900



Motion Body 900



Motion Cross 900



LEISTUNG ALS ZIEL

KEISER A400 Strength Line

Neue bahnbrechende Trainings- und Diagnosemöglichkeiten und neue innovative Krafttrainingsgeräte, um effizienter und effektiver zu trainieren.

Die kürzlich eingeführte A400 strength line macht die Überwachung von Geschwindigkeit und Leistung so einfach wie die Überwachung der Herzfrequenz. Das Gerät zeigt sowohl die Durchschnitts- als auch die Maximalgeschwindigkeit an und gibt so Aufschluss über die Geschwindigkeit (Velocity) jeder Wiederholung sowie die Durchschnitts- und Maximalleistung über den gesamten Bewegungsbereich (Range of Motion).

Mit Hilfe von Druckluft ermöglicht das Gerät den so genannten "dynamisch variablen Widerstand". Dadurch lässt sich das Gewicht über einen breiten Geschwindigkeitsbereich stufenlos auch während der Bewegung einstellen. Dies hilft den Trainierenden, nicht nur Kraft und Leistung zu verbessern, sondern auch die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Unsere integrierten Geräte zeichnen sich durch schlankes Design und sorgfältige Technik aus und ermöglichen es Trainern und Sportlern, das Training in Echtzeit anzupassen.

DIE BEDEUTUNG VON ECHTZEIT-LEISTUNGSDATEN

Eine Touchscreen-Oberfläche ermöglicht es, zwischen Durchschnitts- und Spitzenwerten zu wechseln, während der Athlet aktiv an einem Satz beteiligt ist. Dies verschafft den Trainern einen Wettbewerbsvorteil: Sie können ihre Intentionen verstärken, sofortiges Feedback erhalten und auf Daten zugreifen, die heruntergeladen und überprüft werden können, um den Fortschritt eines einzelnen Sportlers zu verfolgen und diese Leistungsindikatoren dann mit einer Gruppe von Sportlern in derselben Disziplin zu vergleichen.

ÜBERWACHUNG VON MÜDIGKEIT UND LEISTUNG

Darüber hinaus liefert das A400 Display ausgeprägte Daten zum Bewegungsumfang (Range of Motion) und bewertet die Symmetrie zwischen

der rechten und linken Seite während eines Bewegungsmusters. Er warnt daher auch vor einem Leistungsabfall beim Vergleich von Wiederholungen zwischen Sätzen und Wiederholungen. Diese Funktionen dienen der Überwachung von Ermüdung, der proaktiven Vorbeugung von Verletzungen und der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Leistung bei gleichzeitiger Beibehaltung des Ziels.



Leg extension



Half Rack



Functional Trainer mit Stativ



Chest Press


DER ERSTE SEINER ART

KEISER DEADLIFT

Die Deadlift-Maschine revolutioniert das traditionelle Kreuzheben!

Keiser vereint in der bewährten Kombination der Funktionalität und dem charakteristischen pneumatischen Widerstand die erste Maschine für das Kreuzheben.

Der Deadlift ermöglicht, jede Seite unabhängig voneinander zu trainieren, minimiert die Gelenkbelastung und maximiert die Leistungsabgabe. Er verbessert die explosive Kraft, Stabilität und allgemeine Leistung.



KEISER M3i STUDIO PLUS

KEISER M3i

Neues Studio Display. Verbessertes Training

Das Keiser M3i Studio Bike und das M3i Studio Plus Bike sind die neuesten Fahrräder im Keiser Sortiment. Bewährte Technik mit noch mehr Funktionen als seine Vorgänger.

RIDE BY COLOR™

Farbige Rückmeldung zur Verfolgung der FTP- und HF-Zonen. Maßgeschneidert für fünf, sechs oder sieben Leistungsbereiche.

72 GÄNGE

Mehr Gänge machen es einfach, den perfekten Widerstandslevel zu finden.

DIE NEUESTE KONNEKTIVITÄT

Verbindet sich mit Apps und Geräten über ANT+™ und Bluetooth® CPCS, CPS und FTMS

Das Studio Display kann Ihre Trittfrequenz-, Geschwindigkeits-, Leistungs- und Herzfrequenzdaten an Fitness-Apps senden.



KOMFORT UND LEISTUNG

KEISER M7i

M7i TOTAL BODY
RECUMBENT STEPPER

Mit der magnetischen Widerstandstechnologie von Keiser bietet der M7i Recumbent Total Body Trainer eine sanfte, ruhige Treppensteigbewegung aus einer bequemen Liegeposition.

Er verfügt über einen voll verstellbaren Sitz, der für einen einfachen Transfer aus dem Rollstuhl schwenkbar ist und eine sehr niedrige Durchstiegshöhe zwischen Sitz und Pedalen, die den Einstieg und das Einsteigen in die Position erleichtert und sicherer macht.



Benutzergewicht: max. 249 kg

KOMPATIBEL MIT
ALLEN GÄNGIGEN
PROJEKTIONSSYSTEMEN



Moderne Gerätevielfalt für ein gezieltes, gesundes Muskeltraining

DR. WOLFF SPORTS & PREVENTION

Präventions-Park



AUSSERGEWÖHNLICHE FUNKTION UND ANSPRECHENDES DESIGN

Das Bewegungsangebot der zehn Geräte in diesem Gesundheitszirkel orientiert sich an alltagsnahen, natürlichen Bewegungsabläufen.

Die entscheidenden Vorteile des Systems:

- Übungen mit haltungsstabilisierendem Effekt
- Mehrgelenkige Bewegungen für hohen Energieverbrauch
- Easy-Start-Position: Keine aufwändigen Einstellungen am Gerät



BEWEGUNGSSCHULUNG MIT SMARTSENSOR™ TECHNOLOGY

Schnelles Bewegungslernen durch Bio-Feedback Training mit der neuen Smart-sensor™ Technology. Das Bewegungsausmaß wird einmal vom Trainer definiert – so trainiert der Übende präzise und intuitiv mit der richtigen „slow-motion“-Geschwindigkeit.

Physio-Stixx



MULTIFUNKTIONAL FÜR PHYSIO- UND TRAININGSTHERAPIE

Schulthertherapie ist komplex und intensiv. Sie verlangt einen sehr durchdachten Behandlungsplan und viel Expertenwissen.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe hat Dr. WOLFF die PHYSIO STIXX für Therapie und Training entwickelt. Einfache und hochspezialisierte Geräte werden spezifisch eingesetzt:

- Abhängig vom Therapieverlauf
- Einzeln oder in Kombination mit anderen Dr. WOLFF-Geräten

Outdoor Campus



DRAUSSEN. GESUND. TRAINIEREN.

Abseits typischer Calisthenics-Park Angebote entwickelte Dr. WOLFF das erste gesundheitsorientierte Rücken- und Gelenktraining für den Außenbereich. Hier finden auch Untrainierte ideale Bedingungen. Die innovative Kombination von ästhetischem Produktdesign und funktionellem Training bieten zusätzliche und schlaue Perspektiven.

Perfekte Konzeptlösung

- POWER – für das Krafttraining
- CORE-STABILITY – Rücken- und Gelenktraining für eine kräftige Rumpfmuskulatur und einen gesunden Rücken
- MOBILITY – Beweglichkeitstraining und Dehnung

Get Flexible



DAS BEWEGLICHKEITSKONZEPT FÜR RÜCKEN- UND HALTUNGSTRaining VON DR. WOLFF

Beweglichkeit – eine gute Haltung – und ein schmerzfreier Rücken, das sind die Ziele, die mit modernem Mobility-Training verbunden werden. Ein idealer Zirkel für Therapie, Fitness und die betriebliche Gesundheitsförderung. Ideal für leistungsschwache Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Perfekt für alle Personen mit Bildschirmarbeitsplätzen: Flexibilität verbessern – Verspannungen abbauen.

FÜR MEHR FLEXIBILITÄT - PLATZSPAREND UND BEZAHLBAR

Dr. WOLFF konzipiert seit über 30 Jahren Geräte für das gesundheitsfördernde Beweglichkeitstraining. Get Flexible ist ein modernes System mit 6 Geräten, das komprimiert Beweglichkeit und Haltung schult.

- Komfortable, altersgerechte Übungspositionen, knie- und rückschonend
- gesicherte Bewegungsführung

Rückentherapie-Center



Dieser Rücken-zirkel ist die perfekte Erweiterung für ihre aktiven und apparativ-gestützten Behandlungskonzepte. Bei chronisch-degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen haben sich bewegungs- und kräftigungsorientierte Interventionen als erfolgreich erwiesen.

Die fünf Geräte des „Dr. WOLFF Rückentherapie-Centers“ bilden mit den entsprechenden Trainingsplänen ein modernes System zur differenzierten Bewegungstherapie. Das Besondere an diesen Geräten ist die Ausstattung mit elektro-mechanischen Sensoren, die ein **Biofeedback-Training** ermöglichen. Hierdurch erlernt der Patient sehr schnell die Ansteuerung der **segmental stabilisierenden Muskulatur** der LWS und die notwendige **motorische Kontrolle**.

DAS BEHANDLUNGSKONZEPT MACHT DEN UNTERSCHIED

Das Dr. WOLFF „Rückentherapie-Center“ setzt sich deutlich von bisherigen Rücken-zirkeln ab. Es ist ein System für Spezialisten, die sich klar von klassischen Therapie- und Trainingsangeboten abheben wollen.

Blackroll-Station – Faszienzirkel



FASZIENROLLEN IN PERFEKTION

So komfortabel und wirkungsvoll erlebt man heute das Fasziensrollen: jetzt werden die verschiedenen Modelle der Blackroll® individuell justierbar auf die richtige Trainingshöhe gebracht. Vier innovative Geräte bieten das einzigartige Trainingsangebot für alle wichtigen Muskelbereiche, wie Rücken (HWS, BWS, LWS), Arme, Beine und Gesäß.





Rehabilitations- und Trainingsgeräte

KINEO INTELLIGENT LOAD

Grenzenlose Innovation

Kineo ist ein hochmodernes Test- und Trainingsgerät für den Leistungssport, aber auch um alle Phasen der Rehabilitation zu optimieren. Von akuten und chronischen Erkrankungen bis hin zur postoperativen Genesung und zum neuromuskulären Rehatraining.

Dank seiner fortschrittlichen Technologie sowie des Echtzeit-Biofeedbacks ermöglicht es maßgeschneiderte personalisierte Behandlungen, die auf die Bedürfnisse der Trainierenden abgestimmt sind und optimale Ergebnisse gewährleisten.

FORTGESCHRITTENE TRAININGSMETHODEN

Kineo verfügt über sieben Trainingsmodi, darunter:

- Variable Belastung für adaptiven Widerstand während der gesamten Bewegung
- Isokinetisch und Isometrisch für präzise Auswertungen und gezielte Stärkung
- Isotonisch mit und ohne Trägheit (WIT/NIT) für kontrollierten Krafteinsatz
- Elastisches und viskoses Training für eine effektive neuromuskuläre Stimulation
- Eccentric Overload

Darüber hinaus bietet Kineo eine genaue Kraftbewertung durch offene und geschlossene Tests der kinetischen Kette sowie freie Kabelübungen zur Bewertung der konzentrischen und exzentrischen Phase.

REHABILITATION MIT SMART VISCOUS

Diese innovative Methode moduliert den Widerstand durch Simulation einer wasserbasierten Therapie, reduziert neuromuskuläre Hemmungen und ermöglicht eine schmerzfreie Rehabilitation.

rapie, reduziert neuromuskuläre Hemmungen und ermöglicht eine schmerzfreie Rehabilitation.

UNERREICHTE VIELSEITIGKEIT

Kineo ist in vier Konfigurationen erhältlich – Multistation, Pulley Squat, Leg Press, Leg Pro – und passt sich jedem Rehabilitations- und Trainingsbedarf an und bietet fortschrittliche Lösungen für Erholung und sportliche Top-Leistungen.



Multistation



Leg Pro



Pulley Squat



Leg Press

Von der Kindertherapie bis zum Leistungssport

GALILEO Vibrationstraining

GESUNDERHALTUNG UND ALLTAGSFITNESS

Regelmäßiges Ganzkörpertraining durch Galileo Training kräftigt die Muskulatur und somit auch den Knochen, verbessert die Muskelfunktion und kurbelt sämtliche Prozesse im Körper an – auch das Immunsystem. Ein so verbessertes funktionierendes muskuläres System ist eine Voraussetzung für eine effektive Fortbewegung, allgemeine Gesundheit und ein unabhängiges Leben im Alter.

REIZE FÜR MUSKELN UND KNOCHEN

Die reflektorischen Muskelkontraktionen, die durch Galileo ausgelöst werden, können sich abhängig von der Körperhaltung bis hinauf in den Rücken erstrecken. Je nach Höhe der eingestellten Trainingsfrequenz kann Ihre Rückenmuskulatur gelockert und entspannt oder auch gekräftigt

werden. Darüber hinaus können durch das Training Flexibilität, Dehnfähigkeit und Körperhaltung verbessert werden.

LOCKERUNG UND ENTSPANNUNG

Die Seitenalternation und der richtige Frequenzbereich sind dabei entscheidend, da gerade sie es ermöglichen, die Muskulatur seitlich abwechselnd (alternierend) anzuspannen und zu entspannen. Auf diese Weise kann die Rückenmuskulatur effektiv gelockert werden. Damit einhergehend wird die Durchblutung und der Kreislauf angeregt. Und das gerade auch nach einem anstrengenden Arbeitstag.

GALILEO THERAPIE KONZEPT



Galileo MED Fit Extreme



Galileo MED L

Die wissenschaftliche Expertise aus fast 25 Jahren Forschung mit mehr als 300 veröffentlichten Studien, zahlreiche Referenzen in der Medizin und umfassende Kompetenzen im Fitnessmarkt sowie die hohe Qualität „Made in Germany“ bilden die Basis für das neue Galileo Therapie Konzept.

KOMPAKTE TECHNIK & FUNKTIONSVIELFALT FÜR DIE INTENSIVE EINZELTHERAPIE UNSERER KLEINSTEN

Galileo hat sich innerhalb der letzten Jahre speziell auch in der Kindertherapie zu einer etablierten Therapieform entwickelt. Galileo Therapie kann als Therapie-Verstärker bei der wirksamen Behandlung der unterschiedlichsten Formen muskulo-skelettaler und neuro-muskulärer Krankheitsbilder (zB. CP, OI, Spina bifida, SMA) oder auch „nur“ zur Steigerung der muskulären Leistungsfähigkeit eingesetzt werden.



Gestütztes Bewegungstraining

THERA-Trainer toro

Das nächste Level robotik-gestütztes Bewegungstraining – exklusiv entwickelt für den professionellen Einsatz entlang der Rehabilitationsphasen

Zyklisches Bewegungstraining ist ein zentraler Baustein moderner Therapiekonzepte in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation. Der neue THERA-Trainer toro erfüllt in diesem Umfeld höchste therapeutische Anforderungen – kompromisslos in Sicherheit, Leistungsfähigkeit und intuitiver Bedienung.

Seine innovative Antriebstechnologie ermöglicht ein individuell abgestimmtes Training für jedes Leistungsniveau: Bereits ab einer Umdrehung pro Minute ist eine sanfte, passive und motorunterstützte Mobilisierung möglich, zugleich ermöglicht das Gerät ein assistives Training zum gezielten Aufbau von Muskelkraft und Funktion in den oberen und unteren Extremitäten.



EINFACHSTE BEDIENUNG „KLICK AND TRAIN“

Dank des durchdachten Designs ist auch für breite Rollstühle barrierefreier Zugang gewährleistet, während die stufenlose elektronische Höhenverstellung den Wechsel zwischen oberen und unteren Extremitäten erleichtert. Entlang des „Ein Klick“-Prinzips sichert ein Klick den Patienten, ein weiterer Klick aktiviert den gewünschten Trainingsmodus, und mit einem weiteren Klick startet die Therapie. Selbst Zubehör lässt sich werkzeuglos mit einem Klick austauschen.

Eine neue Generation von Gamification und immersive Videorouten steigern während der Therapie das Engagement der Patienten. Gleichzeitig liefert die integrierte Therapiedokumentation präzise Verlaufsanalysen und unterstützt so evidenzbasierte Therapieentscheidungen.



Effizientes Gangtraining mit Endeffektor

THERA-Trainer lyra

Wer nach einer neurologischen Erkrankung seine Gangqualität verbessern und wieder gehen können möchte, muss auch richtig gehen üben. Der THERA-Trainer lyra ermöglicht natürliches Gehen in einer sturz sicheren Umgebung sowie ein intensives Training an der individuellen Leistungsgrenze. Damit steigert der robotikgestützte Endeffektor-Gangtrainer die Chance, die Gehfähigkeit wieder zu erlangen und fördert gleichzeitig Kondition, Gehgeschwindigkeit und ein verbessertes Gangbild.

Für eine erfolgreiche Rehabilitation der Gehfähigkeit sind sowohl die Therapieintensität als auch möglichst viele Wiederholungen entscheidende Faktoren. Im Vergleich zum Training am Boden oder auf dem Laufband werden mit dem THERA-Trainer lyra wesentlich höhere Wiederholungszahlen erreicht und damit die Erfolgchancen für Betroffene verdoppelt. Das Besondere daran: Aufgrund des menschlichen Gangmusters, das der THERA-Trainer lyra erzeugt und das patentrechtlich geschützt ist, fühlt sich das Training für den Patienten an wie natürliches Gehen.

Durch die einfache Bedienung und den schnellen Transfer etwa vom Rollstuhl in das Therapiegerät ist die Vorbereitungszeit für ein Training mit dem THERA-Trainer lyra minimal und ein vergleichsweise hoher Patientendurchlauf möglich. Gleichzeitig wird die hohe physische Belastung für Therapeuten im Vergleich zu konventionellem Gehtraining stark reduziert.



Sicher – Wirksam – Variabel

bemo Arm- und Beintrainer

Mobilisation in der Frührehabilitation und auf der Intensivstation

Internationale Leitlinien fordern, Patienten in den ersten drei Tagen der intensivmedizinischen Behandlung zweimal täglich mindestens 20 Minuten zu mobilisieren. Angesichts enger Budgets und des Fachkräftemangels ist dies ohne technische Unterstützung kaum realisierbar. Der THERA-Trainer bemo schließt diese Lücke und ermöglicht eine Mobilisation ab Tag eins.



Mangelnde Frühmobilisation hat für Patienten und Kliniken viele negative Folgen. „Frühzeitige Mobilisation im Bett ist für eine gute Langzeitprognose und eine möglichst kurze Liegezeit essenziell. Hier zählt jeder Tag“, erklären Physiotherapeuten. Patienten profitieren von einer schnelleren neuromuskulären Regeneration und einem besseren funktionellen Outcome. Auch das Gesundheitssystem gewinnt: Eine verkürzte Liegedauer kann Behandlungskosten senken und Intensivbetten schneller freigeben. Der THERA-Trainer bemo eignet sich nicht nur für die Intensivstation, sondern auch für Frührehabilitation, stationäre Pflege mit Beatmungs- und Wachkomapatienten, geriatrische Rehabilitation und Dialyse.

Seine patentierte Portalform kombiniert optimale Standfestigkeit mit einfacher Handhabung und ist mit allen gängigen Bettengrößen kompatibel. Die Hightech-Ausstattung T.assist ergänzt das System mit Distanzsensoren, audiovisuellen Signalen und optischer Positionierhilfe. Im Klinikalltag zählt eine einfache Bedienung – daher wurde ein Setup in wenigen Minuten als oberstes Entwicklungsprinzip umgesetzt.



THERAPY Magazin –jetzt gratis abonnieren

Das Fachjournal für Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und alle, die sich für moderne rehabilitative Therapie interessieren. Fachspezifische Artikel, Reportagen, Interviews und Branchennews zum Thema gerätegestützte Therapie – verständlich und kompakt aufbereitet. Das Magazin erscheint 2-mal jährlich. Jetzt entdecken und einfach gratis abonnieren: <https://thera-trainer.com/de/wissen/therapy/>



Echtzeit-Biofeedback

K-INVENT

9 Physiotherapiegeräte, 1 revolutionäre App – unendliche Möglichkeiten

Mit den Geräten von K-Invent können Sie Kraft, Balance und Range of Motion messen. Über eine intuitiv zu bedienende App erhält man Echtzeit-Feedback über relevante Parameter, kann den Patienten-Fortschritt mit objektiven Daten aufzeichnen und mit einem Klick aussagekräftige und personenbezogene Reports erstellen.



K-DELTA 1D

Die Kraftmessplatten für besonders umfassende biomechanische Untersuchungen.



Die für den Leistungssport konzipierten K-Deltas sind optimal für Athleten, die von einer Verletzung zurückkehren, aber auch für jene, die einfach nur ihre Leistung verbessern wollen.

- Mobil und kabellos
- Maximalbelastung bis zu 1.000 kg
- Intelligente Sprungerkennung

K-POWER

NEU



Die 4. Dimension der Biomechanik

Entdecken Sie K-Power, den hochmodernen Hybridsensor, der die Leistungsmessung durch die Integration von IMU- und UWB-Technologie revolutioniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tracking-Tools liefert K-Power hochpräzise Echtzeitmessungen von Geschwindigkeit, Distanz, Beschleunigung und Leistung – sowohl in Gebäuden als auch im Freien.

DELTA 3D

NEU

Eine neue Dimension der Bewegung durch eine multidimensionale Analyse.

Leistungsfähigkeit durch Innovation

Deltas 3D bieten eine fortschrittliche 3D-Bewegungsanalyse und erfassen Bewegungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit.




Klinische Präzision

Mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1\%$ über drei Achsen bieten die Deltas 3D-exakte und zuverlässige Daten für eine präzise Diagnose. Diese Präzision ermöglicht fundierte Entscheidungen auf der Grundlage einer genauen Bewegungsanalyse.

Die Deltas 3D bewerten Schlüsselfaktoren wie Kraft, Balance/Symmetrie und komplexe Bewegungen.

- Mobil und kabellos
- Maximalbelastung bis zu 1.000 kg vertikal und 300 kg horizontal
- Datenerfassung von 1.000 bis zu 4.000 Hz



- Portable Geräte für eine mobile Anwendung
- Objektive, genaue Daten für individuelle Tests und Reports
- Motiviertes Training durch Echtzeit-Feedback
- Bis zu 5 Sensoren kombinierbar für eine Messung

vestibulär - visuell - somatosensorisch


PHYSIOSENSING

Gleichgewichtstest- und Therapiegeräte

IX DYNAMIC KINE-SIM

Hochempfindliche Drucksensoren in klinischer Qualität für die Analyse des Gleichgewichtszentrums und Interaktivität.

Quantifizierung und Behandlung von Balance-, Gang-, orthopädischen und kognitiven Störungen. Das einzige Bewegungstherapiegerät mit zwei motorisierten Platten, die mit Multimedia-Inhalten synchronisiert werden können. Mit über 70 realen Szenarien sind die Patienten engagierter und zufriedener mit ihrer Therapie.



Abwechslungsreiche Szenarien, Übungen und interaktive Spiele, wie z. B. Simulationen in der MTT, Gehen auf touristischen Straßen, Skifahren, U-Bahn fahren, usw.

Integriert kognitive Spiele und Trainingsmodule zur Förderung der Neuroplastizität und des motorischen Lernens. Herausforderung des Gleichgewichts bei Aktivitäten im realen Kontext in einer kontrollierten Umgebung.

PHYSIO SENSING SOLUTION
Innovative Balance- und Druckmessung

Die Druckmessplatte beinhaltet eine Vielzahl an Balancetests sowie verschiedenste Balanceübungen und bietet daher sowohl für den Patienten als auch für den Anwender eine optimale Lösung.



Ausdauer- & Mobilisationstraining

H/P/COSMOS

Laufbandsysteme für Sport & Medizin

Seit 1988 steht h/p/cosmos® für überzeugende Technologie, Design und Sicherheit beim Bau von Laufbändern. In dieser Zeit hat sich das Traunsteiner Unternehmen als deutscher Produzent zum führenden Spezialisten für Laufband Ergometer und -systeme in den Bereichen Rehabilitation, Leistungssport, Sportwissenschaft, Medizin, Therapie, Leistungsdiagnostik und Bewegungsanalyse entwickelt.

Die Funktionen, die Präzision und die Sicherheit der Systeme überzeugen Sportler und Trainer, Patienten und Mediziner gleichermaßen weltweit.

h/p/cosmos setzt beim Bau von Laufband-Ergometern Standards in den Bereichen Innovation, Technologie, Sicherheit und Support. Als Laufbandspezialist sind sie in der Lage schnell und flexibel auf die Wünsche der Kunden zu reagieren. Innovative Ideen werden in kürzester Zeit umgesetzt und als intelligente Lösung realisiert.

PERTURBATION


Stürze stellen nicht nur für ältere Patienten ein Risiko im Alltag dar. Das optionale Perturbationsmodul für die aktuelle Generation der h/p/cosmos Laufbänder ermöglicht ein gezieltes Training in diesem Bereich. Durch abruptes Beschleunigen und Abbremsen des Laufgurts wird Ausrutschen (z.B. auf nassen Fliesen) oder Stolpern (z.B. über eine Schwelle) simuliert! Gesichert durch eine Fallstoppsicherung kann so die **reaktive Stabilität** trainiert und einer Sturzneigung im Alltag entgegengewirkt werden.

VAST.REHAB

VAST.Rehab ist eine revolutionäre Trainingslösung für h/p/cosmos Laufbänder. Die Technologie verbindet Training, Rehabilitation, Virtual Reality und Spiel mit einem ernsthaften Lernziel und verwandelt das Laufbandtraining in aktive und unterhaltsame Dual-Tasking-Sessions mit fesselnden Erlebnissen.

Mit VAST.Rehab ist das Laufbandtraining keine ermüdende Routine mehr, sondern eine dynamische Reise, die den Spieltrieb anregt.



VAST.Rehab verbindet funktionales Training mit virtueller Realität! Der Körper des Probanden wird während der Bewegung auf dem Laufband von einer Kamera verfolgt. Als Dual-Tasking-Übung muss der Proband neben dem Gehen in frei gewählter Geschwindigkeit verschiedene Aufgaben ausführen, die die oberen Extremitäten, die Körperhaltung oder die Position auf dem Laufband betreffen.



VAST.Rehab



User Terminal Touch Pro



Biomechanische Analysen
auf dem gateway 3d Laufband



gezielte Störreize (Perturbation)

WALKING ON THE MOON. FOR EVERYONE

AlterG – Goldstandard der Gewichtsentslastung?

> 50
AlterG'sBEREITS
IM EINSATZ IN Ö!



Das Anti-Schwerkraft-Laufband AlterG bietet einzigartige therapeutische Möglichkeiten, die mit herkömmlichen Methoden nicht erreichbar sind. Dank der patentierten Differentialdrucktechnologie (DAP) der NASA, einer benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche sowie optionalen Funktionen wie Echtzeit-

Ganganalyse und Live-Videoüberwachung ermöglicht das System ein körpergewichtsentlastetes Gehen, Laufen und Übungen in geschlossener Bewegungskette – in einer Form, die kein anderes System bietet. Das propriozeptive, neuromuskuläre Training mit dem AlterG fördert gezielt das Gleichgewicht und stärkt das Selbstvertrauen der Patientinnen und Patienten.



FACTS ZU ALTERG

- Weltweit mehr als 4.000 medizinische Einrichtungen nutzen AlterG
- Über 500 internationale Sport Teams vertrauen dem AlterG
- Weit über 1.000.000 Anwendern verhalf AlterG ein Maß an Freiheit wieder zu erleben, welches sie vielleicht nicht für möglich gehalten hätten

STRIDE SMART TECHNOLOGIE

AlterG bietet mit dem Stride Smart System ein Gang-Feedback und liefert Daten zu den klassischen Parametern (Schrittlänge, Gewichtsbelastung im Seitenvergleich, Standzeit und Kadenz). Dadurch können die Therapie sowie das Training visualisiert und optimiert werden.



AlterG IN ÖSTERREICH

Das erste AlterG wurde 2011 von Prof. Dr. Christian Fink & Doz. Dr. Christian Hoser – beide Praxis Gelenkpunkt Innsbruck – mit dem Ziel eines sicheren und unkomplizierten Gangtrainings für ihre Patienten nach Österreich geholt. Trotz des bereits stattlichen Alters leistet es Dank der fürsorglichen Betreuung durch Astrid Paulweber nach wie vor beste Dienste.

Im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun ist AlterG seit 2022 erfolgreich im Einsatz. „Schmerzfreies und sturzsicheres Gehen sowie Laufen in der rehabilitativen postoperativen Therapie wird mit AlterG für viele Patienten wieder möglich.“

MMag. Dr. Josef Sturm,
Ltg. Therapie und Training im MZ Bad Vigaun

„Im Universitätsinstitut für Physikalische Medizin und Rehabilitation des Universitätsklinikums Salzburg wird AlterG seit 12 Jahren erfolgreich eingesetzt und findet einen vielseitigen Einsatz bei akut-traumatischen und chronisch-degenerativen Indikationen.“

Univ.-Prof. Dr. med. habil. Christoph Schulze
Unik. Salzburg, UI für Physikalische Medizin und Rehabilitation

Präzise Gangdiagnostik trifft moderne Therapieunterstützung

zebris: Ganganalyse optimieren – Therapie gezielt steuern


Zuverlässige Druckmesssysteme und neue Trainingslösungen von zebris für Klinik und Praxis

Die Analyse von Stand- und Gangverhalten ist längst fester Bestandteil moderner Rehabilitation – ob nach orthopädischen Eingriffen, bei neurologischen Erkrankungen oder zur Sturzprävention bei älteren Menschen.

Eine fundierte Diagnostik setzt dabei auf präzise Messergebnisse. Genau hier kommen die bewährten FDM-Druckmessplatten von zebris zum Einsatz: Mit tausenden einzeln kalibrierten kapazitiven Sensoren erfassen sie selbst kleinste Druckveränderungen unter der Fußsohle – hochauflösend, robust und verlässlich.

THERAPIEPLANUNG AUF VALIDER GRUNDLAGE

Die Systeme liefern objektive Parameter zu Standstabilität, Schrittlänge, Gangsymmetrie oder Abrollverhalten und unterstützen so eine gezielte, evidenzbasierte Therapieplanung. Dabei reicht das Einsatzspektrum von der statischen Posturographie bis zur dynamischen Ganganalyse auf der instrumentierten Gehstrecke.



PHYSIOWALK – DAS MODULARE TRAININGSSYSTEM

NEU

NEU zebris PhysioWalk – eine kompakte Systemlösung für den ambulanten und stationären Therapiebereich. Die Kombination aus integrierter Druckmessplatte, intuitiver Trainingssoftware und optionaler Gangvisualisierung ermöglicht ein gezieltes funktionelles Gangtraining – effizient, dokumentiert und individuell anpassbar.

HIGHLIGHT:

Perturbation für mehr Therapiewirkung

Der PhysioWalk ist auch mit integrierter Perturbationseinheit erhältlich. Über einstellbare Schwingtraversen lässt sich das Gangbild gezielt und kontrolliert stören – zur Förderung posturaler Reaktionen und der Gleichgewichtskontrolle. Ein effektives Prinzip für funktionelles Training in der Rehabilitation und zur Sturzprävention.





Atemgasanalyse

CORTEX21[®] PERFORMANCE

- die Zukunft der Spiroergometrie beginnt jetzt!

Erleben Sie die nächste Generation der Atemgasanalyse mit der CORTEX21[®] - dem innovativen Spiroergometrie-System für maximale Präzision, Flexibilität und Performance.



Höchste Messgenauigkeit: Modernste Sensortechnologie ermöglicht exakte kardiopulmonale Leistungsdiagnostik - jederzeit und überall.

Maximale Mobilität: Ergonomisches Tragesystem und robustes Design rüsten für alle Einsatzbereiche - von gewöhnlich bis ins Gelände.

Innovatives Design: Kompakt und gleichzeitig intuitiv - einzigartiges Nutzererlebnis vorprogrammiert.

Vielseitig & Anpassungsfähig: Perfekt für alle Stakeholder der Leistungsdiagnostik - in jeder Umgebung zuverlässig und präzise.

Extrem robust: Staub- und wasserresistent - entwickelt für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Seien Sie bereit für das nächste Level der Spiroergometrie!

Aus den Vorgängermodellen MetaLyzer[®] und MetaMax[®] weiterentwickelt, vereint die CORTEX21[®] erstmals stationäre und mobile Spiroergometrie-Messungen in einem einzigen Gerät. Die innovative Gestaltung der CORTEX21[®], welche bereits mit dem RedDot[®] Design Award ausgezeichnet wurde, macht komplexe Prozesse intuitiv und benutzerfreundlich. Wie? Schauen Sie rechts.

Lassen Sie sich beraten, um die für Sie optimale Variante der CORTEX21[®] performance (C R T X) zu finden.

Flexibel dazu wählen Sie die passende Lizenz, ob Pay-per-Use, temporär oder permanent - ganz nach Ihren individuellen Anforderungen.



DIE CORTEX21[®] PERFORMANCE

- funktioniert aufwärmfrei
- erfasst mit Hilfe der Docking Station permanent die Raumluftqualität
- kalibriert automatisiert die Gase
- läuft im Feld endlos dank Hot-Swap-Batterie-Wechsel
- zeigt den Verbrauchsstatus der Absaugstrecke an
- lädt kabelfrei in der Docking Station
- bietet einen werkzeugfreien Wechsel des O₂ Sensors
- beinhaltet ein Touch-Display mit Backup-Tasten-Funktion für Handschuhträger
- ist vorbereitet auf neue O₂-Messtechnik
- leistet Datenschutz durch herausnehmbare SD-Karten
- zeigt optimierte Positions- und Geschwindigkeitsbestimmung

Leistungsdiagnostik & Training

CYCLUS 2

Das Hochleistungsergometer für High-End-Anwendungen in der Leistungsdiagnostik und im Training

KONZENTRISCHE ERGOMETER

Als Rad-Ergometer für standardisierte Testverfahren oder als ganzjähriges Trainingsmittel zur Entwicklung von Grundlagenausdauer, Kraftausdauer und Maximalkraft - das Cyclus2 erfüllt höchste Ansprüche im Profisport.


Naturgetreuer Fahrkomfort auf Geräten mit dem eigenen, beweglich montierten Rad, sowie modernste Elektronik- und Informationstechnologie, garantieren exakte und zuverlässige Ergebnisse.

EXZENTRISCHE ERGOMETER

Exzentrische Rad-Ergometer von Cyclus2 besitzen weltweit ein Alleinstellungsmerkmal.

Als typische Anwendungen gelten exzentrisches Training zur Leistungssteigerung sowie die Erhaltung der Fitness- und Koordinationsfähigkeiten.

Zudem gibt es ausgezeichnete Erfahrungen bei der Rehabilitation von Patienten nach einer Kreuzbandplastik.



Praktisch. Präzise. Mobil.



MICROGATE

Ihr tragbares Labor für Leistungsdiagnostik und Training

MIT MICROGATE-TOOLS KÖNNEN SIE

-> Die athletische Leistung verbessern

Die Bewegungen und Fähigkeiten von Sportlern präzise auswerten, um sie schrittweise und gezielt zu stärken.

-> Die Entwicklung überwachen

Fortschritte und Ergebnisse im Laufe der Zeit verfolgen, um sie kontinuierlich zu optimieren.

-> Defizite erkennen und das Training anpassen

Um die Ergebnisse zu maximieren, müssen Muskeldefizite frühzeitig erkannt und Trainingsprogramme somit angepasst werden.

-> Fortschrittliche Trainingsprotokolle entwickeln

Anpassung und Kombination von motorischem und kognitivem Training.

-> Motivation und Inspiration vermitteln

Motivation Ihrer Sportler und Sportlerinnen durch konkretes Feedback und Schaffung eines positiven Wettkampfumfelds.

-> Die Kommunikation verbessern

Austausch von Daten mit Ihren Athleten und Kollegen.

-> Auswertung der posttraumatischen Rehabilitation

Bewertung und Überwachung der Genesung nach Verletzungen, Entwicklung maßgeschneiderter Rehabilitationsprogramme.



WittyPro Timing Family



GykoPro



WittyPro SEM

Der Rehabilitations-Booster

VACUSPORT

- schneller zurück ins Spiel!

Diese innovative Technologie aus der Weltraummedizin unterstützt Athleten durch schnellen Laktatabbau und reduziert den CK-Wert. Eine neue Dimension der physikalischen Therapie und Sportmedizin. Das macht die Intermittierende Vakuum Therapie (IVT) mit unserem VacuSport®-Gerät.



DAS PRINZIP:

- Durchblutungsförderung & Lymphdrainage
- auch zur schnelleren Rehabilitation nach Verletzungen und postoperativ
- schmerzfrei und nicht-invasiv
- einfach integrierbar
- Bereits bei führenden Vereinen im Einsatz



Trainieren wie Real Madrid & Bayern München

SPEEDCOURT

– die interaktive Bewegungsplattform

Ob im Profisport, in der Rehabilitation oder Sporthalle – unsere Stärke liegt in der maßgeschneiderten Kombination aus Hardware, Software und Methodik, individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

SPEEDCOURT

Der SpeedCourt ist eine interaktive Bewegungsplattform und ein innovatives Mess- und Trainingssystem zur Leistungssteigerung und Rehabilitation. Er kombiniert kognitives Training mit multidirektionalen Bewegungen und fördert die Handlungsschnelligkeit unter physischen und mentalen Stressbedingungen. Standardisierte Tests aus den Bereichen Sport, Psychologie und Business können auf dem SpeedCourt durchgeführt und gezielt trainiert werden – unabhängig von Alter oder

Leistungsniveau. Dank verschiedener Varianten und Größen lässt sich das System individuell an jede Anforderung anpassen.

SPEEDBRAIN

SpeedBrain – der smarte Mini-SpeedCourt – ist ein kompaktes, datenbasiertes Test- und Trainingssystem, das speziell für schnelle Beinarbeit auf kurzen Distanzen entwickelt wurde. Im Fokus stehen neuromuskuläre, kognitive und koordinative Fähigkeiten. Mit eigens entwickelten Spielen

AUSZUG AUS DER REFERENZLISTE:

- FC Bayern
- Real Madrid
- Bayer Leverkusen
- TSG 1899 Hoffenheim
- Werder Bremen
- RB Leipzig
- RB Salzburg
- Hertha BSC
- Schalke 04
- Al Ain FC
- HC Davos
- ZSC Lions Zürich
- Rhein-Neckar-Löwen

zur Förderung von Handlungsschnelligkeit und logischem Denken in Bewegung bietet der SpeedBrain ein vielseitiges Trainingserlebnis. Die integrierte SpeedPro 2.0 Software enthält zahlreiche vorinstallierte Übungen und Spiele, erlaubt aber auch die Erstellung individueller Programme. Dank seines geringen Platzbedarfs von nur ca. 2 x 2 Metern eignet sich der SpeedBrain ideal für den Einsatz in Sport, Wissenschaft und Rehabilitation.



Laktatmessgeräte für stationäre und mobile Bestimmungen

LAKTATMESSUNG

Zielgerichtete Trainingssteuerung zur Leistungssteigerung oder Fettverbrennung. Für ein optimales Herz-Kreislauftraining.



Biosen C-Line

BIOSEN C-LINE

Der Goldstandard der Laktat-Bestimmung

Seine kompakte Größe und sein Touch Screen sichern ein hohes Maß an Bedienkomfort und zeichnen es als anwenderfreundlichen und intuitiv zu

bedienenden Analyzer aus, der zudem bis zu 20 Proben pro Durchlauf bewältigt.

LACTATE PRO 2 UND LACTATE SCOUT SPORT

Schnelle und flexible Anwendbarkeit

Seinen breiten Einsatz finden das Lactate Pro 2 und das Lactate Scout Sport in der Leistungsdiagnostik, zur Trainingssteuerung im Sport sowie in der Rehabilitation bei geringerem Probenaufkommen.

Die einfache, komfortable und zuverlässige Nutzung machen es



Lactate Pro 2

zum idealen Begleiter für Vereine, Mannschaften und Individualsportler.



Lactate Scout Sport




Präzise Therapie und Training

DATICO®: Gesundheitsdaten intelligent vernetzen

Präzise Therapie und Training beginnt hier.

Individuelle Gesundheitslösungen dank smarter Datenauswertung. Durch die smarte Vernetzung von Diagnostik-, Trainings- und Therapiegeräten, Wearables und individuell erfassten Daten erzielen Sie optimale Ergebnisse in Klinik, Sport, Gesundheitsmanagement und Forschung.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Nahtlose Integration von Diagnostik-, Trainings- und Therapiegeräten.
- Einbindung von Wearables für umfassende Datenerfassung.
- Zentrale, offene Datenbank für flexible Anbindung an KIS und andere Systeme.
- Verbesserung der Datenauswertung und -nutzung für spezifische Anwendungsfälle.
- Effiziente Prozesse durch zentrale Datenverwaltung.
- Flexibilität in der Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse.

EIN PARTNERUNTERNEHMEN
DER SÜSS MEDIZINTECHNIK GMBH



ATTRAKTIVE AKTIONEN IM ONLINESHOP!



ONLINE GEBRAUCHTMARKT FÜR SCHNÄPPCHENJÄGER!



JETZT ANMELDEN!
Newsletter abonnieren
und immer up-to-date sein!



POTENTIALE ENTFALTEN

Es ist uns ein großes Anliegen, Ihnen nicht nur hochqualitative Test- und Trainingsgeräte bereitzustellen, sondern auch das nötige Fachwissen zu vermitteln, um diese optimal einsetzen zu können. Profitieren Sie von praxisnahen Schulungen, wertvollen Hintergrundinformationen und fundiertem Fachwissen in unserer SÜSS ACADEMY.

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren!



DAS UNTERNEHMEN



 Das österreichische Familienunternehmen mit Sitz in Tumeltsham bei Ried im Innkreis (OÖ) wurde 1996 gegründet.

SÜSSMED verfügt über exklusive Partnerschaften mit weltweit führenden Herstellern von Therapie- und Trainingsgeräten und ist das marktführende Unternehmen Österreichs in der medizinischen Trainingstherapie und in der Leistungsdiagnostik. Unsere Produkte finden einen sehr weit verbreiteten Einsatz in öffentlichen sowie privaten Gesundheitseinrichtungen.

„ Wir lösen zentrale Bedürfnisse unserer Kunden.

Unser engagiertes Team von kompetenten Mitarbeitern bietet Ihnen alle Dienstleistungen, welche einen langjährigen und vor allem störungsfreien Einsatz unserer Produkte gewährleisten.

„ Wir stehen für Kompetenz, Verlässlichkeit und Qualität.

Impressum & Kontakt

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: SÜSS Medizintechnik GmbH. **Bildnachweis:** SÜSS Medizintechnik GmbH, Hersteller, tricksiebzehn Kreativagentur GmbH, Archiv, dreamstime.com. **Gestaltung:** tricksiebzehn Kreativagentur GmbH, **Hinweis:** Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

SÜSS Medizintechnik GmbH

Fuchsleiten 3
4911 Tumeltsham
Telefon: +43 7752 81 702
E-Mail: info@suessmed.com

www.suessmed.com