



kardiomed 700

upper body cycle

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 166/63/152 cm
- » Gesamtgewicht: 111 kg
- » Nutzergewicht: bis 200 kg
- » Netzabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
- » 15 bis 400 Watt (drehzahlunabhängig)
- » Drehzahlbereich 20 bis 120 U/min

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Hochauflösender Touchscreen mit Bio-Feedback
- » Integriertes Chipkartensystem
- » USB-Anschluss
- » Wegklappbarer Sitz für rollstuhlgerechten Einstieg
- » Training in Vor- und Rückwärtsbewegungen
- » Längenvariable Kurbelarme mit innovativem Kugelgriff
- » Diagonal oder parallel einstellbare Griffposition
- » Stufenlose Höhenverstellung für das Training im Sitzen oder Stehen
- » Transportrollen

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- » Pulsgesteuertes Programm
- » Leistungsgesteuertes Programm
- » Leistungssensitives Programm
- » Isokinetisches Programm
- » Kardiotraining
- » Fettstoffwechsel
- » Auswahl vordefinierter Belastungsprofile

OPTIONEN

- » RFID-System/Drahtlosnetzwerk
- » Medizinischer LAN-Isolator
- » Handkurbel mit Ringgriff
- » Codierter Polar-Pulsempfänger
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Software proxotrain

RAHMEN

- » RAL 9016 Verkehrsweiß
- » DB 703 Eisenglimmer